

HENROCUP®



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HENROCUP® ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές πληροφορίες.....	3
Προβλεπόμενη χρήση.....	3
Αποθήκευση	3
Οδηγίες χρήσης	4
Προφυλάξεις.....	4
Καθημερινή χρήση.....	4
Προειδοποιήσεις	5
Φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη.....	5
Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το HenroCup®.....	6
Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το καπάκι	7

Σημαντικές πληροφορίες

Πριν χρησιμοποιήσετε το HenroCup®, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Προβλεπόμενη χρήση

Το HenroCup® έχει σχεδιαστεί και προορίζεται μόνο για ποτά και τρόφιμα.

Το HenroCup® αναπτύχθηκε από Δανούς εργοθεραπευτές για να εξασφαλίσει ένα κύπελλο υψηλής ποιότητας για άτομα που έχουν απώλεια δύναμης και συντονισμού. Το HenroCup® δεν είναι απαλλαγμένο από δισφαινόλη Α (BPA) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Το HenroCup® είναι σχεδιασμένο με 2 μεγάλες λαβές για σταθερό κράτημα. Το σχήμα του κυπέλλου και των λαβών εξασφαλίζει ότι μπορείτε να πίνετε χωρίς να λυγίζετε τον λαιμό σας. Το κάτω μέρος του κυπέλλου είναι φαρδύ για να στέκεται σταθερά στο τραπέζι και να μειώνει τις διαρροές.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται στεγνό, σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το ηλιακό φως.

Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενο: Το HenroCup® μπορεί να έρθει με ή χωρίς καπάκι.

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία από το κύπελλο και το καπάκι, απορρίψτε τη συσκευασία σωστά.
2. Πριν από τη χρήση, πλύνετε το κύπελλο και το καπάκι.
3. Το HenroCup® είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Προφυλάξεις

Μετά την αποσυσκευασία του κυπέλλου, θα πρέπει να πλένετε πάντα το HenroCup® πριν από τη χρήση.

Το κύπελλο προορίζεται για ποτά.

Τα ζεστά ποτά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του κυπέλλου.

Μην θερμαίνετε το κύπελλο πάνω από το φως κεριών ή πάνω από φωτιά.

Να είστε προσεκτικοί με τα καυτά υγρά.

Εάν χρησιμοποιείται με καπάκι, βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν είναι χαλαρό.

Καθημερινή χρήση

Το HenroCup® μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων με θερμοκρασία έως 65° C.

Ωστόσο, το κύπελλο μπορεί να γίνει θαμπό και η ποιότητα να υποβαθμιστεί. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να πλένεται στο χέρι.

Το HenroCup® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασιών μεταξύ -20° C έως 95° C

Προειδοποιήσεις

Μην χρησιμοποιείτε το HenroCup® με υγρό σε θερμοκρασία άνω των 95° C.



ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ.

Απορρίψτε το HenroCup® εάν η επιφάνεια δεν είναι λεία και αλλάξει σε ένα γαλακτώδες λευκό χρώμα.

Φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη

Απορρίψτε το κύπελλο με ουδέτερο, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.



Τα HenroCup® είναι κατασκευασμένα από υλικό που πρέπει να ανακυκλώνεται. Επομένως, θα πρέπει να απορρίψτε το παλιό HenroCup® μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής.



ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΤΟ HenroCup®, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ EMAIL ΣΤΟ HENROTEK@HENROTEK.COM.

Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το HenroCup®	
Υλικό	PC (πολυανθρακικό)
Βάρος	139,2 Gr
Ύψος	9 cm
Πλάτος	15 cm
Δισφαινόλη A (BPA)	Το HenroCup® δεν είναι απαλλαγμένο από δισφαινόλη A (BPA) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 3 ετών.
Σήμανση	CE
Χρώμα	Διάφανο με ml, Διάφανο, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε
Χιλιοστόλιτρα	230 ml
Πλυντήριο πιάτων	65° C βαθμοί
Φούρνος μικροκυμάτων	Ναι
Βασικός αριθμός UDI-DI	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Διάφανο με ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® Πράσινο	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® Κόκκινο	05704831238791
UDI-DI HENROCUP Διάφανο	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® Μπλε	05704831128999
Πρότυπα και κανονισμοί	Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 της 27ης Οκτωβρίου 2004 Κανονισμός (ΕΚ) 2023/2006 της 22ας Δεκεμβρίου 2006 Εκτελεστικό διάταγμα της Δανίας, ΒΕΚ αρ. 681 της 25/05/2020 Κανονισμός (ΕΚ) 10/2011 της 14ης Ιανουαρίου 2011 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 της 5ης Απριλίου 2017

Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το καπάκι	
Υλικό καπακιού	LLDPE (πολυαιθυλένιο)
Βάρος	13 Gr
Σήμανση	CE
Πλυντήριο πιάτων	<p>Πλυντήριο πιάτων 65° C</p> <p>80° C βαθμοί σε βιομηχανικό πλυντήριο πιάτων έως 3 λεπτά</p> <p>Ωστόσο, το καπάκι μπορεί να γίνει θαμπό και η ποιότητα να υποβαθμιστεί. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να το πλένετε στο χέρι.</p>
Φούρνος μικροκυμάτων	Αρ.
Βασικός αριθμός UDI-DI	57048311BU
Μικρό καπάκι UDI-DI HENROCUP®	5704831000271
Μεγάλο καπάκι UDI-DI HENROCUP	5704831000011
Πρότυπα και κανονισμοί	<p>Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 της 27ης Οκτωβρίου 2004</p> <p>Κανονισμός (ΕΚ) 2023/2006 της 22ας Δεκεμβρίου 2006</p> <p>Εκτελεστικό διάταγμα της Δανίας, ΒΕΚ αρ. 681 της 25/05/2020</p> <p>Κανονισμός (ΕΚ) 10/2011 της 14ης Ιανουαρίου 2011</p> <p>Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 της 5ης Απριλίου 2017</p>