

# **HENROCUP®**



## **MANUAL DEL USUARIO**

**HENROCUP® CON TAPA**

**MARZO 2023**

## Índice

<b>Información importante.....</b>	<b>3</b>
<b>Uso previsto .....</b>	<b>3</b>
<b>Almacenamiento.....</b>	<b>3</b>
<b>Instrucciones de uso .....</b>	<b>4</b>
<b>Precauciones .....</b>	<b>4</b>
<b>Uso diario .....</b>	<b>4</b>
<b>Advertencias .....</b>	<b>5</b>
<b>Eliminación respetuosa con el medio ambiente.....</b>	<b>5</b>
<b>Ficha técnica HenroCup® .....</b>	<b>6</b>
<b>Ficha técnica Tapa.....</b>	<b>7</b>

## **Información importante**

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar HenroCup®.

## **Uso previsto**

HenroCup® está diseñado y pensado únicamente para contener bebidas y alimentos.

HenroCup® es un producto creado por terapeutas ocupacionales daneses para ofrecer un vaso de alta calidad a las personas que sufren de falta de fuerza y coordinación. HenroCup® contiene bisfenol A y no lo deben usar niños menores de 3 años.

HenroCup® está diseñado con 2 asas anchas para facilitar el agarre. La forma del vaso y las asas permiten beber sin flexionar el cuello. La base del vaso es ancha para que quede bien apoyado en la mesa y se eviten derrames.

## **Almacenamiento**

Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente y alejado de la luz solar.

## Instrucciones de uso

Contenido: 1 HenroCup® puede venir con o sin tapa.

1. Saque el vaso y la tapa, deseche el embalaje debidamente.
2. Lave el vaso y la tapa antes de usarlo.
3. Ya puede utilizar su HenroCup®.

## Precauciones

Tras desembalar el vaso, lave siempre HenroCup® antes de utilizarlo.

El uso previsto del vaso es para bebidas.

Las bebidas calientes pueden decolorar el vaso y reducir su vida útil.

No caliente el vaso con velas o fuego.

Tenga cuidado con los líquidos calientes.

Si se utiliza con tapa, asegúrese antes de utilizarlo de que la tapa está bien colocada y no queda suelta.

## Uso diario

HenroCup® se puede lavar en el lavavajillas hasta 65 °C grados.

No obstante, el vaso puede perder brillo y deteriorarse su calidad, por lo que se recomienda lavarlo a mano.

HenroCup® soporta temperaturas entre -20 °C y 95 °C

## Advertencias

No ponga en el vaso HenroCup® líquidos cuya temperatura supere los 95 °C.



**TENGA EN CUENTA QUE ALGUNAS BEBIDAS PUEDEN DESCOLORAR EL INTERIOR DEL VASO.**

Deseche el vaso HenroCup® si la superficie no es lisa y adquiere un color blanco lechoso.

## Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Deseche el vaso de forma respetuosa con el medio ambiente.



HenroCup® se fabrica con materiales que deben reciclarse. Por ello, deseche su HenroCup® usado en el correspondiente sistema de recogida.



**SI TIENE DUDAS DE CUÁNDO DESECHAR EL VASO HenroCup®,  
ESCRÍBANOS A HENROTEK@HENROTEK.COM**

<b>Ficha técnica HenroCup®</b>	
<b>Material</b>	PC (policarbonato)
<b>Peso</b>	139,2 g
<b>Altura</b>	9 cm
<b>Anchura</b>	15 cm
<b>Bisfenol A</b>	HenroCup® contiene bisfenol A y no lo deben usar niños menores de 3 años.
<b>Marcado</b>	<b>CE</b>
<b>Color</b>	Transparente con ml, Transparente, Rojo, Verde, Azul
<b>Milímetros</b>	230 ml
<b>Lavavajillas</b>	65 °C
<b>Microondas</b>	Sí
<b>N.º UDI-DI básico</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® Transparente con ml</b>	05704831128777
<b>UDI-DI HENROCUP® Verde</b>	05704831128784
<b>UDI-DI HENROCUP® Rojo</b>	05704831238791
<b>UDI-DI HENROCUP Transparente</b>	05704831128890
<b>UDI-DI HENROCUP® Azul</b>	05704831128999
<b>Normativa y reglamentación</b>	Reglamento (CE) 1935/2004 de 27 de octubre de 2004 Reglamento (CE) 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006 Orden ejecutiva danesa, BEK n.º 681 de 25/05/2020 Reglamento (CE) 10/2011 de 14 de enero de 2011 Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017

<b>Ficha técnica Tapa</b>	
<b>Material de la tapa</b>	LLDPE (polietileno)
<b>Peso</b>	13 g
<b>Marcado</b>	<b>CE</b>
<b>Lavavajillas</b>	<p>Lavavajillas 65 °C</p> <p>80 °C Lavavajillas industrial hasta 3 minutos</p> <p>No obstante, la tapa puede perder brillo y deteriorarse su calidad, por lo que se recomienda lavarla a mano.</p>
<b>Microondas</b>	No
<b>N.º UDI-DI básico</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® tapa pequeña</b>	5704831000271
<b>UDI-DI HENROCUP tapa grande</b>	5704831000011
<b>Normativa y reglamentación</b>	<p>Reglamento (CE) 1935/2004 de 27 de octubre de 2004</p> <p>Reglamento (CE) 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006</p> <p>Orden ejecutiva danesa, BEK n.º 681 de 25/05/2020</p> <p>Reglamento (CE) 10/2011 de 14 de enero de 2011</p> <p>Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017</p>