

# **HENROCUP®**



## **KORISNIČKI PRIRUČNIK**

**HENROCUP® I POKLOPAC**

**OŽUJAK 2023.**

## Sadržaj

<b>Važne informacije .....</b>	<b>3</b>
<b>Namjena .....</b>	<b>3</b>
<b>Skladištenje.....</b>	<b>3</b>
<b>Upute za uporabu .....</b>	<b>4</b>
<b>Mjere opreza .....</b>	<b>4</b>
<b>Svakodnevno korištenje .....</b>	<b>4</b>
<b>Upozorenja .....</b>	<b>5</b>
<b>Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje.....</b>	<b>5</b>
<b>Tehnički podatci HenroCup®.....</b>	<b>6</b>
<b>Tehnički list Poklopac.....</b>	<b>7</b>

## **Važne informacije**

Prije korištenja HenroCup®, pažljivo pročitajte ove upute.

## **Namjena**

HenroCup® je dizajniran i namijenjen samo za piće i hranu.

HenroCup® su razvili danski radni terapeuti kako bi osigurali visokokvalitetnu posudu za osobe koje imaju gubitak snage i koordinacije. HenroCup® sadrži BPA i ne bi ga trebala koristiti djeca mlađa od tri godine.

HenroCup® je dizajniran s dvije široke ručke za čvrsto držanje, oblik šalice i ručki osigurava da možete piti bez savijanja vrata. Dno posude je široko kako bi lakše stajala na stolu i kako bi se smanjilo prolijevanje.

## **Skladištenje**

Čuvati na suhom, na sobnoj temperaturi i zaštićeno od sunčevog svjetla.

## Upute za uporabu

Sadržaj: 1 HenroCup® može doći s ili bez poklopca.

1. Raspakirajte posudu i poklopac, pravilno odložite ambalažu.
2. Prije uporabe operite posudu i poklopac.
3. HENROCUP® je sada spreman za uporabu.

## Mjere opreza

Nakon raspakiranja šalice, uvijek operite HenroCup® prije uporabe.

Šalica je namijenjena za pića.

Topla pića mogu uzrokovati promjenu boje i skratiti vijek uporabe šalice.

Nemojte zagrijavati šalicu na svjetlu svijeće ili vatri.

Budite pažljivi s vrućom tekućinom.

Ako se koristi s poklopcem, prije upotrebe provjerite je li poklopac ispravno postavljen i nije labav.

## Svakodnevno korištenje

HenroCup® se može prati u perilici posuđa do 65°C.

Međutim, šalica može postati mutna i kvaliteta se može smanjiti pa se preporučuje ručno pranje.

HenroCup® može podnijeti raspon temperature između -20° C i 95° C

## Upozorenja

U HenroCup® nemojte koristiti nikakvu tekućinu koja je toplija od 95° C.



### **NEKA PIĆA MOGU PROMIJENITI BOJU UNUTRAŠNOSTI ŠALICE.**

Bacite HenroCup® ako površina nije glatka na dodir i boja se promijeni u mliječno bijelu.

## Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Zlikvidujte prosím hrneček ekologicky neutrálním způsobem.



HenroCup® je načinjen od materijala koji treba reciklirati. Stoga odložite stari HenroCup® putem odgovarajućih sustava prikupljanja.



**AKO IMATE BILO KAKVE DVOJBE KADA BACITI HenroCup® , MOŽETE POSLATI E-PORUKU NA HENROTEK@HENROTEK.COM**

<b>Tehnički podatci HenroCup®</b>	
<b>Materijal</b>	PC (Polikarbonat)
<b>Težina</b>	139,2 g
<b>Visina</b>	9 cm
<b>Širina</b>	15 cm
<b>BPA</b>	HenroCup® sadrži BPA i ne bi ga trebala koristiti djeca mlađa od tri godine.
<b>Označena</b>	<b>CE</b>
<b>Boja</b>	Prozirna s ml, prozirna, crvena, zelena, plava
<b>Mililitri</b>	230 ml
<b>Perilica posuđa</b>	65° C
<b>Mikrovalna pećnica</b>	Da
<b>Br. osnovnih UDI-DI</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® prozirna s oznakama u ml</b>	05704831128777
<b>UDI-DI HENROCUP® zelena</b>	05704831128784
<b>UDI-DI HENROCUP® crvena</b>	05704831238791
<b>UDI-DI HENROCUP prozirna</b>	05704831128890
<b>UDI-DI HENROCUP® plava</b>	05704831128999
<b>Standardi i propisi</b>	Uredba (EK) 1935/2004 od 27. listopada 2004. Uredba (EK) 2023/2006 od 22. prosinca 2006. Danska izvršna naredba, BEK br. 681 od 25. svibnja 2020. Uredba (EK) 10/2011 od 14. siječnja 2011. Uredba (EU) 2017/745 od 5. travnja 2017.

<b>Tehnički list Poklopac</b>	
<b>Materijal poklopca</b>	LLDPE (Polietilen)
<b>Težina</b>	13 g
<b>Označena</b>	<b>CE</b>
<b>Perilica posuđa</b>	Perilica posuđa 65° C 80° C u industrijskoj perilici posuđa do tri minute Međutim, poklopac može postati mutan i kvaliteta se može smanjiti pa se preporučuje ručno pranje.
<b>Mikrovalna pećnica</b>	Ne
<b>Br. osnovnih UDI-DI</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® mali poklopac</b>	5704831000271
<b>UDI-DI HENROCUP veliki poklopac</b>	5704831000011
<b>Standardi i propisi</b>	Uredba (EK) 1935/2004 od 27. listopada 2004. Uredba (EK) 2023/2006 od 22. prosinca 2006. Danska izvršna naredba, BEK br. 681 od 25. svibnja 2020. Uredba (EK) 10/2011 od 14. siječnja 2011. Uredba (EU) 2017/745 od 5. travnja 2017.