

HENROCUP®



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ШОЉА HENROCUP® И ПОКЛОПАЦ

МАРТ 2023.

Садржај

Важне информације.....	3
Намена.....	3
Складиштење.....	3
Упутство за употребу.....	4
Превентивне мере.....	4
Дневно руковање.....	4
Упозорења.....	5
Еколошки прихватљиво одлагање.....	5
Технички лист HenroCup®.....	6
Технички лист Поклопац.....	7

Важне информације

Пре употребе шоље HenroCup® пажљиво прочитајте ово упутство.

Намена

Шоља HenroCup® је дизајнирана и намењена само за пиће и храну.

HenroCup® су развили дански радни терапеути како би се осигурала висококвалитетна шоља за људе који доживљавају губитак снаге и координације. HenroCup® садржи BPA (бисфенол А) и не би требало да је користе деца млађа од 3 године.

Шоља HenroCup® је дизајнирана са 2 широке ручице за чврст рукохват, а облик шоље и ручице осигуравају да можете да пијете без савијања врата. Дно шоље је широко како би она могла да стоји чврсто на столу и смањи просипање.

Складиштење

Чувати на сувом, на собној температури и ван сунчеве светлости.

Упутство за употребу

Садржај: 1 HenroCup® може да буде са или без поклопца.

1. Отпакујте шољу и поклопац и правилно одложите паковање.
2. Пре употребе оперите шољу и поклопац.
3. Шоља HENROCUP® је сада спремна за употребу.

Превентивне мере

Након распакивања шоље увек оперите HenroCup® пре употребе.

Шоља је намењена за пиће.

Топла пића могу да изазову пребојавање и скрате животни век шоље.

Не загревајте шољу изнад свеће или ватре.

Будите опрезни са врућом течношћу.

Ако се користи са поклопцем, обавезно пре употребе проверите да ли је поклопац правилно постављен и да није лабав.

Дневно руковање

HenroCup® се може прати у машини за прање судова на температури до 65° С.

Међутим, шоља може да постане замагљена и квалитет може да се погорша, па се препоручује да се пере ручно.

HenroCup® може да поднесе температурни опсег од -20° С до 95° С

Упозорења

Немојте да користите било какву течност у шољи HenroCup® чија је температура већа од 95° С.



МОЛИМО ВАС ДА ИМАТЕ НА УМУ ДА НЕКА ПИЋА МОГУ ДА ПРЕБОЈЕ УНУТРАШЊОСТ ШОЉЕ.

Баците HenroCup® ако површина није глатка и шоља промени боју у млечно-белу.

Еколошки прихватљиво одлагање

Одложите шољу на еколошки неутралан начин.



Шоље HenroCup® су направљене од материјала који треба да се рециклира. Стога вас молимо да стару шољу HenroCup® одложите преко одговарајућих система за сакупљање.



АКО ИМАТЕ БИЛО КАКВЕ НЕДОУМИЦЕ КАДА ДА ОДЛОЖИТЕ HenroCup®, МОЖЕТЕ ДА ПОШАЉЕТЕ Е-ПОРУКУ НА HENROTEK@HENROTEK.COM

Технички лист HenroCup®	
Материјал	PC (поликарбонат)
Тежина	139,2 gr
Висина	9 cm
Ширина	15 cm
ВРА (бисфенол А)	HenroCup® садржи ВРА (бисфенол А) и не би требало да је користе деца млађа од 3 године.
Означено	CE
Боја	Провидна са ml, провидна, црвена, зелена, плава
Милилитара	230 ml
Машина за прање судова	65 степени Целзијуса
Микроталасна	Да
Основни UDI-DI бр.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® провидна са ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® зелена	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® црвена	05704831238791
UDI-DI HENROCUP® провидна	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® плава	05704831128999
Стандарди и прописи	Уредба (ЕЗ) 1935/2004 од 27. октобра 2004. године Уредба (ЕЗ) 2023/2006 од 22. децембра 2006. године Данска извршна наредба, ВЕК бр. 681 од 25.05.2020. Уредба (ЕЗ) 10/2011 од 14. јануара 2011. године Уредба (ЕУ) 2017/745 од 5. априла 2017. године

Технички лист Поклопац	
Материјал поклопаца	LLDPE (полиетилен)
Тежина	13 gr
Означено	CE
Машина за прање судова	Машина за прање судова 65° C Индустијска машина за прање судова на 80° C до 3 минута Међутим, поклопац може да отупи и да се квалитет погорша, па се препоручује да се пере ручно.
Микроталасна	Не
Основни UDI-DI бр.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® мали поклопац	5704831000271
UDI-DI HENROCUP велики поклопац	5704831000011
Стандарди и прописи	Уредба (ЕЗ) 1935/2004 од 27. октобра 2004. године Уредба (ЕЗ) 2023/2006 од 22. децембра 2006. године Данска извршна наредба, БЕК бр. 681 од 25.05.2020. Уредба (ЕЗ) 10/2011 од 14. јануара 2011. године Уредба (ЕУ) 2017/745 од 5. априла 2017. године