

# HENROCUP®



## KULLANICI KILAVUZU

**HENROCUP® VE KAPAĞI**

**MART 2023**

## İçindekiler

<b>Önemli Bilgiler</b> .....	<b>3</b>
<b>Kullanım amacı</b> .....	<b>3</b>
<b>Saklama</b> .....	<b>3</b>
<b>Kullanım talimatları</b> .....	<b>4</b>
<b>Uyarılar</b> .....	<b>4</b>
<b>Günlük kullanım</b> .....	<b>4</b>
<b>Uyarılar</b> .....	<b>5</b>
<b>Çevreye duyarlı malzeme</b> .....	<b>5</b>
<b>HenroCup® Teknik veri sayfası</b> .....	<b>6</b>
<b>Kapak Teknik Veri Sayfası</b> .....	<b>7</b>

## Önemli Bilgiler

HenroCup® kullanımından önce, bu talimatları dikkatlice okuyun.

### Kullanım amacı

HenroCup®, sadece gıda ve içecek kullanımı için tasarlanmıştır.

HenroCup®, güç ve koordinasyon kaybı yaşayan kişiler için yüksek kalitede bir bardak olarak Danimarkalı ergoterapistler tarafından geliştirilmiştir.

HenroCup®, BPA içerir ve 3 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

HenroCup®, sağlam bir tutuş sağlayan 2 geniş kulplu bir tasarıma sahiptir. Bardağın şekli ve kulplar sayesinde, boynunuzu bükmeden içeceğinizi içebilirsiniz. Bardağın alt kısmı, masanın üzerinde sağlam durmasına yardımcı olmak ve sıvı dökülmesini azaltmak için geniş tutulmuştur.

### Saklama

Gün ışığına maruz bırakmadan, kuru ortamda ve oda sıcaklığında saklayınız.

## Kullanım talimatları

Kutu içeriđi: 1 adet HenroCup® kapaklı ya da kapaksız olarak gelebilir.

1. Bardađı ve kapađını kutusundan ıkarın, ambalajları uygun Őekilde imha edin.
2. Kullanmadan nce bardađı ve kapađını yıkayınız.
3. Yıkama sonrası HENROCUP® gvenle kullanılabilir.

## Uyarılar

HenroCup®, kutusundan ıktıktan sonra her kullanım ncesi yıkanmalıdır.

Bardak, iecekler iin tasarlanmıŐtır.

Sıcak iecekler renk bozulmasına neden olarak bardađın mrn kısıltabilir.

Bardak, mum ıŐıđında ya da ateŐte ısıtılmamalıdır.

Sıcak iecekleri tketirken dikkatli olunuz.

Kapakla birlikte kullanıyorsanız, kullanmadan nce kapađın dođru Őekilde takıldıđından ve gevŐek olmadıđından emin olun.

## Gnlk kullanım

HenroCup® 65° C sıcaklıđa kadar bulaŐık makinesinde yıkanabilir.

Ancak makine yıkamasında bardak matlaŐabilir ve kalitesi bozulabilir, bu nedenle elde yıkanması tavsiye edilir.

HenroCup®, -20 ve +95 derece sıcaklıklarda kullanılabilir.

## Uyarılar

HenroCup® ürününde, sıcaklığı 95° C ve üzerindeki sıvıları tüketmeyin.



### **BAZI İÇECEKLERİN BARDAĞIN İÇİNDEKİ RENK OLUŞUMUNU BOZACAĞINA LÜTFEN DİKKAT EDİN.**

Yüzey pürüzsüz değilse ve süt beyazı bir renge bürünmeye başladıysa HenroCup® ürününü artık kullanmayın.

## Çevreye duyarlı malzeme

Ürünü, çevre dostu ve geri dönüşüme uygun şekilde imha edin.



HenroCup®, geri dönüşüme uygun malzemedен üretilmiştir. Bu nedenle eskiyen HenroCup® ürününüzü, lütfen uygun geri dönüşüm kutularına atın.



### **HenroCup® ÜRÜNÜNÜ NE KADAR SÜRE KULLANABİLECEĞİNİZ KONUSUNDA EMİN DEĞİLSENİZ, HENROTEK@HENROTEK.COM ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.**

<b>HenroCup® Teknik veri sayfası</b>	
<b>Malzeme</b>	PC (Polikarbonat)
<b>Ağırlık</b>	139,2 Gr
<b>Boy</b>	9 cm
<b>Genişlik</b>	15 cm
<b>BPA</b>	HenroCup®, BPA içerir ve 3 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.
<b>Kalite Belgesi</b>	<b>CE</b>
<b>Renk</b>	Şeffaf ve ml simgeli, Şeffaf, Kırmızı, Yeşil, Mavi
<b>Hacim</b>	230 ml
<b>Bulaşık Makinesi</b>	65° C
<b>Mikrodalga</b>	Evet
<b>TEMEL UDI-DI No:</b>	57048311BU
<b>HENROCUP UDI-DI Şeffaf ml simgeli</b>	05704831128777
<b>UDI-DI HENROCUP® Yeşil</b>	05704831128784
<b>UDI-DI HENROCUP® Kırmızı</b>	05704831238791
<b>UDI-DI HENROCUP® Şeffaf</b>	05704831128890
<b>UDI-DI HENROCUP® Mavi</b>	05704831128999
<b>Standartlar ve Regülasyonlar</b>	Regülasyon (EC) 1935/2004. 27 Ekim 2004 22 Aralık 2006 tarihli (EC) 2023/2006 Regülasyonu 25/05/2020 tarihli 681 sayılı BEK Danimarka Kararnamesi 14 Ocak 2011 tarihli (EC) 10/2011 Regülasyonu 5 Nisan 2017 tarihli (EC) 2017/745 Regülasyonu

<b>Kapak Teknik Veri Sayfası</b>	
<b>Kapağın Yapıldığı Malzeme</b>	LLDPE (Polietilen)
<b>Ağırlık</b>	13 Gr
<b>Kalite Belgesi</b>	<b>CE</b>
<b>Bulaşık Makinesi</b>	Bulaşık Makinesinde 65° C sıcaklıkta Sanayi tipi makinelerde 80° C sıcaklıkta en fazla 3 dakika  Ancak makine yıkamasında kapak matlaşabilir ve kalitesi bozulabilir, bu nedenle elde yıkanması tavsiye edilir.
<b>Mikrodalga</b>	Hayır
<b>TEMEL UDI-DI No:</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® küçük kapak</b>	5704831000271
<b>UDI-DI HENROCUP Kapak büyük</b>	5704831000011
<b>Standartlar ve Regülasyonlar</b>	Regülasyon (EC) 1935/2004. 27 Ekim 2004 22 Aralık 2006 tarihli (EC) 2023/2006 Regülasyonu 25/05/2020 tarihli 681 sayılı BEK Danimarka Kararnamesi 14 Ocak 2011 tarihli (EC) 10/2011 Regülasyonu 5 Nisan 2017 tarihli (EC) 2017/745 Regülasyonu