

**HENROTEK®**



## **MANUALE UTENTE**

**HENROGRIP®**

**Dicembre 2023**

## Indice

<b>Informazioni importanti .....</b>	<b>3</b>
<b>Uso previsto .....</b>	<b>3</b>
<b>Conservazione .....</b>	<b>3</b>
<b>Istruzioni per l'uso .....</b>	<b>3</b>
<b>Precauzioni.....</b>	<b>3</b>
<b>Utilizzo giornaliero.....</b>	<b>4</b>
<b>Avvertenze.....</b>	<b>4</b>
<b>Smaltimento ecologico .....</b>	<b>4</b>
<b>Scheda tecnica HenroGrip® .....</b>	<b>5</b>

## Informazioni importanti

Prima di utilizzare il cucchiaio HenroGrip® leggere attentamente le presenti istruzioni.

## Uso previsto

Il cucchiaio HenroGrip® è progettato e destinato esclusivamente agli alimenti.

Il cucchiaio HenroGrip® è stato sviluppato da terapisti danesi per garantire posate di alta qualità alle persone che hanno perso forza e coordinazione quando devono mangiare.

Il cucchiaio HenroGrip® è progettato con un'impugnatura curva e un materiale che garantisce una presa salda. Il cucchiaio è stato progettato per mancini e destrorsi.

## Conservazione

Conservare all'asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.

## Istruzioni per l'uso

1. Togliere il cucchiaio HenroGrip® dalla confezione e smaltire correttamente l'imballaggio.
2. Prima dell'uso lavare il cucchiaio HenroGrip®.
3. Il cucchiaio HenroGrip® è ora pronto per l'uso.

## Precauzioni

Lavare sempre il cucchiaio HenroGrip® prima dell'uso, dopo averlo tolto dalla confezione.

Il cucchiaio può essere utilizzato per tutti gli alimenti.

Non riscaldare il cucchiaio con una candela o con il fuoco.

## Utilizzo giornaliero

Il cucchiaino HenroGrip® può essere lavato in lavastoviglie con una temperatura massima di 65° C.

## Avvertenze



**LAVARE IL CUCCHIAIO HENROGRIP IN LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE A 90° C PUÒ DANNEGGIARE IL MANICO DELL'IMPUGNATURA.**

## Smaltimento ecologico

Si prega di smaltire la posata in modo ecologico e neutrale.



I cucchiaini HenroGrip® sono realizzati con materiali che dovrebbero essere riciclati. Si prega pertanto di smaltire i vecchi cucchiaini HenroGrip® attraverso sistemi di raccolta differenziata adeguati.



**IN CASO DI DUBBI SU QUANDO SMALTIRE I CUCCHIAI HENROGRIP®, È POSSIBILE INVIARE UN'EMAIL A HENROTEK@HENROTEK.COM**

## Scheda tecnica HenroGrip®

<b>Materiale</b>	PP (Polipropilene con il 30% di minerali) TPE (Elastomero Termoplastico)
<b>BPA</b>	HenroGrip® è privo di BPA
<b>Marchio</b>	<b>CE</b>
<b>Peso</b>	40,5 g (forchetta) 41 g (Coltello) 42,5 g (Cucchiaino)
<b>Lunghezza</b>	16,5 cm
<b>Colore</b>	Grigio, rosso
<b>Lavastoviglie</b>	65° C
<b>N° UDI-DI di base</b>	57048313BY
<b>UDI-DI Coltello HenroGrip®, rosso</b>	05704831128319
<b>UDI-DI Coltello HenroGrip®, grigio</b>	05704831128326
<b>UDI-DI Forchetta HenroGrip®, mano sinistra, grigio</b>	05704831128340
<b>UDI-DI Cucchiaino HenroGrip®, mano destra, grigio</b>	05704831128364
<b>UDI-DI Cucchiaino HenroGrip®, mano sinistra, grigio</b>	05704831128388
<b>UDI-DI Forchetta HenroGrip®, mano destra, grigio</b>	05704831128401
<b>UDI-DI Forchetta HenroGrip®, mano sinistra, grigio</b>	05704831128432
<b>UDI-DI Cucchiaino HenroGrip®, mano destra, rosso</b>	05704831128449

<b>UDI-DI Cucchiaino HenroGrip®, mano sinistra, rosso</b>	05704831128456
<b>Norme e regolamenti</b>	<p>Regolamento (CE) 1935/2004 del 27 ottobre 2004.</p> <p>Regolamento (CE) 2023/2006 del 22 dicembre 2006.</p> <p>Ordinanza esecutiva danese, BEK n° 681 del 25/05/2020</p> <p>Regolamento (CE) 10/2011 del 14 gennaio 2011</p> <p>Regolamento (UE) 2017/745 di aprile 2017</p>