

HENROTEK®



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

HENROGRIP®

Децембар 2023.

Садржај

Важне информације.....	3
Намена.....	3
Складиштење.....	3
Упутство за употребу.....	3
Превентивне мере.....	3
Дневно руковање.....	3
Упозорења.....	4
Еколошки прихватљиво одлагање.....	4
Технички лист HenroGrip®.....	5

Важне информације

Пре употребе прибора за јело HenroGrip® пажљиво прочитајте ова упутства.

Намена

Прибор за јело HenroGrip® је дизајниран и намењен само за храну.

HenroGrip® су развили дански радни терапеути како би осигурали висококвалитетан прибор за јело за људе који доживљавају губитак снаге и моторичких вештина у ситуацијама када једу.

Прибор за јело HenroGrip® је дизајниран са закривљеном дршком и материјалом који омогућава чврсто држање. Прибор за јело је дизајниран и за леворуке и за дешњаке.

Складиштење

Чувати на сувом, на собној температури и ван сунчеве светлости.

Упутство за употребу

1. Распакујте HenroGrip® и правилно одложите паковање.
2. Пре употребе оперите HenroGrip®.
3. Прибор за јело HenroGrip® је сада спреман за употребу.

Превентивне мере

Након распакивања дршке увек оперите HenroGrip® пре употребе.

Дршка се може користити за сву храну.

Не загревајте дршку преко свеће или ватре.

Дневно руковање

HenroGrip® се може прати у машини за прање судова на температури до 65° С.

Упозорења



МОЛИМО ВАС ИМАТЕ НА УМУ ДА ПРАЊЕ ПРИБОРА ЗА ЈЕЛО HENROGRIP У ИНДУСТРИЈСКОЈ МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА КОЈА ПЕРЕ НА 90° С, МОЖЕ ДА ОШТЕТИ РУЧИЦУ ДРШКЕ.

Еколошки прихватљиво одлагање

Одложите дршку на еколошки неутралан начин.



Прибор за јело HenroGrip® је направљен од материјала који треба рециклирати. Стога вас молимо да стари прибор за јело HenroGrip® одложите преко одговарајућих система за сакупљање.



АКО ИМАТЕ БИЛО КАКВЕ НЕДОУМИЦЕ КАДА ДА ОДЛОЖИТЕ HENROGRIP®, МОЖЕТЕ ДА ПОШАЉЕТЕ Е-ПОРУКУ НА HENROTEK@HENROTEK.COM

Технички лист HenroGrip®

Материјал	PP (полипропилен са 30% минерала) TPE (термопластични еластомер)
ВРА (бисфенол А)	HenroGrip® не садржи ВРА (бисфенол А)
Означено	CE
Тежина	40,5 G (виљушка) 41 G (нож) 42,5 G (кашика)
Дужина	16,5 cm
Боја	Сива, црвена
Машина за прање судова	65 степени Целзијуса
Основни UDI-DI бр.	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® нож, црвени	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® нож, сиви	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® виљушка, лева рука, сива	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® кашика, десна рука, сива	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® кашика, лева рука, сива	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® виљушка, десна рука, сива	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® виљушка, лева рука, сива	05704831128432

UDI-DI HenroGrip® кашика, десна рука, црвена	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® кашика, лева рука, црвена	05704831128456
Стандарди и прописи	<p>Уредба (ЕЗ) 1935/2004 од 27. октобра 2004. године</p> <p>Уредба (ЕЗ) 2023/2006 од 22. децембра 2006. године</p> <p>Данска извршна наредба, БЕК бр. 681 од 25.05.2020.</p> <p>Уредба (ЕЗ) 10/2011 од 14. јануара 2011. године</p> <p>Уредба (ЕУ) 2017/745 од априла 2017. године</p>