

# HENROPLATE®



## دليل المستخدم

®HENROPLATE

ديسمبر 2023

## جدول المحتويات

جدول المحتويات.....	2
معلومات هامة.....	3
الاستخدام المقصود.....	3
توجيهات التخزين.....	3
تعليمات الاستخدام.....	4
الاحتياطات.....	4
العناية اليومية.....	4
التحذيرات.....	5
التخلص البيئي السليم.....	5
ورقة البيانات الفنية لأطباق®HenroPlate.....	6

## معلومات هامة

يُرجى مراجعة هذه التعليمات بدقة قبل استعمال HenroPlate®.

## الاستخدام المقصود

تم تصميم أطباق HenroPlate® خصيصًا للاستخدام مع الأطعمة فقط.

تم تطوير HenroPlate® بخبرة معالجين وظيفيين دنماركيين لتوفير طبق عالي الجودة يخدم من يعانون من ضعف في القوة والتنسيق الحركي. أطباق HenroPlate® خالية من مادة ثنائي الفينول أ (BPA)، وآمنة للاستخدام من قبل الأطفال دون سن الثالثة.

تتميز أطباق HenroPlate® بتصميم مائل بحيث يكون الجزء الخلفي مرتفعًا والجزء الأمامي منخفضًا. يُسهّل التصميم المائل انزلاق الطعام نحو الجانب الأمامي، مما يُسهّل ويُتيح تناول الطعام باستخدام يد واحدة. تأتي أطباق HenroPlate® مزودة بأرجل مطاطية صغيرة قابلة للتثبيت بالقاع، ما يُعزز ثباتها على الطاولة. يُفضل استخدام HenroPlate® في المستشفيات ودور ومساكن الرعاية ومؤسسات الرعاية المتخصصة.

## توجيهات التخزين

يُحفظ الطبق في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة، وبعيدًا عن التعرّض المباشر لأشعة الشمس.

## تعليمات الاستخدام

المحتويات: يشتمل كل HenroPlate® على 4 مجموعات من الأرجل، كل مجموعة بها 4 أرجل.

1. قم بفتح التغليف وإخراج الطبق والأرجل، ثم تخلص من التغليف بطريقة سليمة.

2. اغسل الطبق قبل الاستخدام.

3. بعد الغسل، انزع 4 أرجل وثبتها في الفتحات الأربعة الموجودة في قاع الطبق.

4. وبذلك، يصبح HenroPlate® جاهزًا للاستخدام.

## الاحتياطات

احرص على غسل HenroPlate® دائمًا قبل الاستخدام.

HenroPlate® مناسب لكافة أنواع الأطعمة.

تجنّب تعريض HenroPlate® للحرارة المباشرة كالثمعة أو النار.

## العناية اليومية

يمكن غسل HenroPlate® في غسالة الأطباق عند درجة حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية وفي غسالات الأطباق الصناعية حتى 80 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 3 دقائق.

يجب إزالة الأرجل المطاطية أثناء الغسيل.

يُمكن لأطباق HenroPlate® تحمّل الاستخدام داخل الميكروويف.

تتراوح درجات الحرارة التي يُمكن لأطباق HenroPlate® تحمّلها من -20 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية.

## التحذيرات



يُرجى إزالة الأرجل قبل الغسيل

## التخلص البيئي السليم

تحمل أطباق HenroPlate® علامة PET على جانبها السفلي تتضمن معلومات الخامة المستخدمة.  
يُرجى التخلص من HenroPlate® بطريقة صديقة للبيئة.



أطباق HenroPlate® مصنوعة من خامات يُفضل إعادة تدويرها. نرجو التخلص من أطباق HenroPlate® القديمة عبر أنظمة جمع القمامة المناسبة.



إذا كان لديك أي استفسار أو شك بشأن موعد التخلص من أطباق HenroPlate®، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

[HENROTEK@HENROTEK.COM](mailto:HENROTEK@HENROTEK.COM)

ورقة البيانات الفنية لأطباق HenroPlate®	
المادة الخام	بولي بروبيلين - PP
العلامة	CE
الوزن	202 غرام
الطول	28.5 سم
العرض	19.5
غسالة الأطباق	حتى 80 درجة مئوية
الفریزر	حتى -20 درجة مئوية
الميكروويف	نعم
رقم معرّف الجهاز الفريد (UDI-DI) الأساسي	57048315C4
معرّف الجهاز الفريد (UDI-DI)	05704831129026
المعايير واللوائح	لائحة 1935/2004 (EC) المؤرخة في 27 أكتوبر 2004 لائحة 2023/2006 (EC) المؤرخة في 22 ديسمبر 2006 الأمر التنفيذي الدنماركي BEK رقم 681 المؤرخ في 2020/05/25 لائحة 10/2011 (EC) المؤرخة في 14 يناير 2011 لائحة 2017/745 (EU) المؤرخة في 5 أبريل 2017
خامة الإكسسوارات	أرجل HenroPlate® (TPE - الإيلاستومر الحراري)