

HENROPLATE®



NÁVOD K POUŽITÍ

HENROPLATE®

Prosinec 2023

Obsah

Obsah.....	2
Důležité informace	3
Zamýšlené použití	3
Skladování	3
Návod k použití	4
Opatření	4
Denní použití.....	4
Varování	5
Ekologická likvidace	5
Technický datový list HenroPlate®	6

Důležité informace

Před použitím HenroPlate® si vždy pozorně přečtěte tyto pokyny.

Zamýšlené použití

HenroPlate® byl navržen a je určen pouze pro potraviny.

HenroPlate® byl vyvinut dánskými pracovními terapeuty s cílem zajistit vysoce kvalitní TALÍŘ pro osoby trpící ztrátou síly a koordinace. HenroPlate® neobsahuje Bisfenol A a mohou jej bezpečně používat také děti mladší 3 let.

HenroPlate® má vysokou zadní a nízkou přední část, což mu dodává šikmý design.

Šikmý design umožňuje jídlu sklouznout na jednu stranu, díky tomu je možné jíst jednou rukou.

HenroPlate® je dodáván s malými gumovými nožičkami, které lze připevnit na spodní stranu, takže HenroPlate® bude poté pevně stát na stole

HenroPlate® lze bez pochyb použít v nemocnicích, pečovatelských domech, rezidencích a speciálních institucích.

Skladování

Skladujte v suchu, při pokojové teplotě a mimo dosahu přímého slunečního záření.

Návod k použití

Obsah: 1 HenroPlate® se dodává se 4 sadami 4 nožiček.

1. Talíř a nožičky vybalte, obal řádně zlikvidujte.
2. Před použitím talíř omyjte.
3. Po umytí: vezměte 4 nožičky a vložte je do 4 otvorů na dně talíře.
4. HenroPlate® je nyní připraven k použití.

Opatření

HenroPlate® před použitím vždy umyjte.

HenroPlate® lze použít pro všechny potraviny.

HenroPlate® nenahřívejte nad plamenem svíčky nebo ohněm.

Denní použití

HenroPlate® lze mýt v myčce na nádobí při teplotě až do 65°C a v průmyslové myčce při teplotě až do 80°C po dobu až 3 minut.

Při mytí odstraňte gumové nožičky.

HenroPlate® zvládne také ohřev v mikrovlnné troubě.

HenroPlate® zvládne rozsah teplot od -20°C do 100°C.

Varování



PŘED MYTÍM ODSTRAŇTE NOŽIČKY

Ekologická likvidace

HenroPlate® má na spodní straně značku PET s informacemi o materiálu. Zlikvidujte prosím HenroPlate® ekologicky neutrálním způsobem.



HenroPlate® je vyroben z materiálu, který by měl být recyklován. Zlikvidujte proto použitý HenroPlate® prostřednictvím vhodných sběrných systémů.



**POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, KDY ZLIKVIDOVAT
HENROPLATE®, MŮŽETE ZASLAT E-MAIL NA
HENROTEK@HENROTEK.COM**

Technický datový list HenroPlate®	
Materiál	PP - Polypropylen
Označení	CE
Hmotnost	202 g
Výška	28,5 cm
Šířka	19,5 cm
Mytí v myčce na nádobí	80°C
Mrazák	-20°C
Mikrovlnná trouba	Ano
Základní č. UDI-DI	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Standardy a nařízení	<p>Nařízení (ES) 1935/2004 ze dne 27. října 2004</p> <p>Nařízení (ES) 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006</p> <p>Dánský exekutivní příkaz, BEK č. 681 ze dne 25.05.2020</p> <p>Nařízení (ES) 10/2011 ze dne 14. ledna 2011</p> <p>Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017</p>
Materiál příslušenství	Nožičky HenroPlate® (TPE – termoplastický elastomer)