

HENROPLATE®



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

HENROPLATE®

Δεκέμβριος 2023

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων	2
Σημαντικές πληροφορίες	3
Προβλεπόμενη χρήση	3
Αποθήκευση	3
Οδηγίες χρήσης	4
Προφυλάξεις	4
Καθημερινή χρήση	4
Προειδοποιήσεις	5
Φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη	5
Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το HenroPlate®	6

Σημαντικές πληροφορίες

Πριν χρησιμοποιήσετε το HenroPlate®, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Προβλεπόμενη χρήση

Τα HenroPlate® έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται μόνο για τρόφιμα.

Το HenroPlate® αναπτύχθηκε από Δανούς εργοθεραπευτές για να εξασφαλίσει ένα ΠΙΑΤΟ υψηλής ποιότητας για άτομα που έχουν απώλεια δύναμης και συντονισμού. Το HenroPlate® δεν περιέχει δισφαινόλη Α (BPA) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Το HenroPlate® έχει ψηλή πλάτη και χαμηλό μπροστινό μέρος, το οποίο δημιουργεί ένα επικλινές σχέδιο.

Ο κεκλιμένος σχεδιασμός επιτρέπει στο φαγητό να γλιστράει προς τη μία πλευρά, καθιστώντας δυνατή την κατανάλωση με το ένα χέρι.

Το HenroPlate® παραδίδεται με μικρά πόδια από καουτσούκ, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος. Με τον τρόπο αυτό, το HenroPlate® θα στέκεται σταθερά στο τραπέζι.

Το HenroPlate® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άνεση σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, κατοικίες και ειδικά ιδρύματα.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται στεγνό, σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενο: 1 HenroPlate® συνοδεύεται από 4 σετ 4 ποδιών.

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία από το πιάτο και τα πόδια, απορρίψτε τη συσκευασία σωστά.
2. Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να πλύνετε το πιάτο.
3. Μετά το πλύσιμο: βγάλτε τα 4 πόδια και τοποθετήστε τα στις 4 οπές στο κάτω μέρος του πιάτου.
4. Το HenroPlate® είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Προφυλάξεις

Να πλένετε πάντα το HenroPlate® πριν από τη χρήση.

Το HenroPlate® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα τρόφιμα.

Μην θερμαίνετε το HenroPlate® πάνω από φως κεριών ή πάνω από φωτιά.

Καθημερινή χρήση

Το HenroPlate® μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων με βαθμούς έως 65° C και σε βιομηχανικό πλυντήριο πιάτων έως 80° C για έως 3 λεπτά.

Αφαιρέστε τα λαστιχένια πόδια κατά το πλύσιμο.

Το HenroPlate® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.

Το HenroPlate® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασιών μεταξύ -20° C έως 100° C.

Προειδοποιήσεις



ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη

Το HenroPlate® έχει ένα σήμα PET στο κάτω μέρος με πληροφορίες για το υλικό. Απορρίψτε το HenroPlate® με ουδέτερο, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.



Τα HenroPlate® είναι κατασκευασμένα από υλικό που πρέπει να ανακυκλώνεται. Επομένως, θα πρέπει να απορρίπτετε το παλιό HenroPlate® μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής.



ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΤΟ HENROPLATE®, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ EMAIL ΣΤΟ HENROTEK@HENROTEK.COM

Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το HenroPlate®	
Υλικό	PP - Πολυπροπυλένιο
Σήμανση	CE
Βάρος	202 G
Ύψος	28,5 cm
Πλάτος	19,5 cm
Πλυντήριο πιάτων	80° C βαθμοί
Καταψύκτης	-20° C βαθμοί
Φούρνος μικροκυμάτων	Ναι
Βασικός αριθμός UDI-DI	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Πρότυπα και κανονισμοί	Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 της 27ης Οκτωβρίου 2004 Κανονισμός (ΕΚ) 2023/2006 της 22ας Δεκεμβρίου 2006 Εκτελεστικό διάταγμα της Δανίας, ΒΕΚ αρ. 681 της 25/05/2020 Κανονισμός (ΕΚ) 10/2011 της 14ης Ιανουαρίου 2011 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 της 5ης Απριλίου 2017
Υλικό αξεσουάρ	Πόδια HenroPlate® (TPE - Θερμοπλαστικό ελαστομερές)