

# **HENROPLATE®**



## **MANUAL DEL USUARIO**

**HENROPLATE®**

**Diciembre 2023**

## Índice

<b>Índice .....</b>	<b>2</b>
<b>Información importante.....</b>	<b>3</b>
<b>Uso previsto .....</b>	<b>3</b>
<b>Almacenamiento.....</b>	<b>3</b>
<b>Instrucciones de uso .....</b>	<b>4</b>
<b>Precauciones .....</b>	<b>4</b>
<b>Uso diario .....</b>	<b>4</b>
<b>Advertencias .....</b>	<b>5</b>
<b>Eliminación respetuosa con el medio ambiente.....</b>	<b>5</b>
<b>Ficha técnica HenroPlate®.....</b>	<b>6</b>

## Información importante

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar HenroPlate®

## Uso previsto

HenroPlate® está diseñado y previsto para su uso con alimentos.

HenroPlate® es un producto creado por terapeutas ocupacionales daneses para ofrecer un PLATO de alta calidad a las personas que sufren de falta de fuerza y coordinación. HenroPlate® no contiene bisfenol A y lo pueden usar niños menores de 3 años.

HenroPlate® tiene un diseño inclinado con una parte posterior alta y una parte frontal baja.

Este diseño inclinado permite que la comida se acumule en un lado y se pueda comer con una sola mano.

HenroPlate® incluye pequeños tacos de goma que se pueden colocar en la parte inferior para que HenroPlate® quede estable en la mesa.

HenroPlate® puede usarse en hospitales, centros de mayores, residencias e instituciones especiales.

## Almacenamiento

Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente y alejado de la luz solar.

## Instrucciones de uso

Contenido: 1 HenroPlate® con 4 juegos de 4 tacos.

1. Saque el plato y los tacos, deseche el embalaje debidamente.
2. Lave el plato antes de usarlo.
3. Tras el lavado: desprenda los 4 tacos y colóquelos en los 4 orificios de la parte inferior del plato.
4. Ya puede utilizar su HenroPlate®.

## Precauciones

Lave siempre HenroPlate® antes de utilizarlo.

HenroPlate® es apto para todos los alimentos.

No caliente HenroPlate® con velas o fuego.

## Uso diario

HenroPlate® se puede lavar en el lavavajillas hasta 65 °C y en el lavavajillas industrial hasta 80 °C durante 3 minutos.

Retire los tacos de goma cuando vaya a limpiarlo.

HenroPlate® es apto para microondas.

HenroPlate® soporta temperaturas entre -20 °C y 100 °C

## Advertencias



**QUITAR LOS TACOS ANTES DE LAVARLO**

## Eliminación respetuosa con el medio ambiente

HenroPlate® incluye el marcado PET en la parte inferior con información sobre el material.

Por favor, deseche HenroPlate® de forma respetuosa con el medio ambiente.



HenroPlate® se fabrica con materiales que deben reciclarse. Por ello, deseche su HenroPlate® usado en el correspondiente sistema de recogida.



**SI TIENE DUDAS DE CUÁNDO DESECHAR HENROPLATE®,  
ESCRÍBANOS A HENROTEK@HENROTEK.COM**

<b>Ficha técnica HenroPlate®</b>	
<b>Material</b>	PP - Polipropileno
<b>Marcado</b>	<b>CE</b>
<b>Peso</b>	202 g
<b>Altura</b>	28,5 cm
<b>Anchura</b>	19,5 cm
<b>Lavavajillas</b>	80 °C
<b>Congelador</b>	-20 °C
<b>Microondas</b>	Sí
<b>N.º UDI-DI básico</b>	57048315C4
<b>UDI-DI</b>	05704831129026
<b>Normativa y reglamentación</b>	Reglamento (CE) 1935/2004 de 27 de octubre de 2004 Reglamento (CE) 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006 Orden ejecutiva danesa, BEK n.º 681 de 25/05/2020 Reglamento (CE) 10/2011 de 14 de enero de 2011 Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017
<b>Material de los accesorios</b>	Tacos HenroPlate® (TPE - Elastómero termoplástico)