

# **HENROPLATE®**



## **KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA**

**HENROPLATE®**

**Joulukuu 2023**

**Sisällysluettelo**

<b>Sisällysluettelo.....</b>	<b>2</b>
<b>Tärkeää tietoa.....</b>	<b>3</b>
<b>Käyttötarkoitus.....</b>	<b>3</b>
<b>Varastointi.....</b>	<b>3</b>
<b>Käyttöohjeet.....</b>	<b>4</b>
<b>Varoimenpiteet.....</b>	<b>4</b>
<b>Päivittäinen käyttö.....</b>	<b>4</b>
<b>Varoitukset.....</b>	<b>5</b>
<b>Ympäristöystävällinen hävittäminen.....</b>	<b>5</b>
<b>Tekninen tietolehti HenroPlate®.....</b>	<b>6</b>

## Tärkeää tietoa

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen HenroPlate®:n käyttöä.

## Käyttötarkoitus

HenroPlate® on suunniteltu ja tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeisiin.

Tanskalaiset toimintaterapeutit ovat kehittäneet HenroPlate®:n, jonka tarkoituksena on taata korkealaatuinen LAUTANEN ihmisille, jotka kärsivät voiman ja koordinaation heikkenemisestä. HenroPlate® on BPA-vapaa ja sitä voivat turvallisesti käyttää alle 3-vuotiaat lapset.

HenroPlate®-lautasessa on korkea selkäosa ja matala etuosa, mikä antaa kaltevan muotoilun.

Kaltevan muotoilun ansiosta ruoka liukuu alas toiselle puolelle, joten syöminen yhdellä kädellä on mahdollista.

HenroPlate® toimitetaan pienillä kumijaloilla, jotka voidaan kiinnittää pohjaan, jolloin HenroPlate® seisoo tukevasti pöydällä.

HenroCup®:ia voidaan käyttää sairaaloissa, vanhainkodeissa, asuntoloissa ja erityislaitoksissa.

## Varastointi

Säilytä kuivassa, huoneenlämmössä ja poissa suorasta auringonvalosta.

## Käyttöohjeet

Sisältö: 1 HenroPlate® toimitetaan 4 jalkasarjan kanssa.

1. Pura lautanen ja jalat pakkauksesta ja hävitä pakkaus asianmukaisesti.
2. Pese lautanen ennen käyttöä.
3. Pesun jälkeen: katkaise 4 jalkaa ja aseta ne lautasen pohjassa olevaan 4 reikään.
4. HenroPlate® on nyt käyttövalmis.

## Varotoimenpiteet

Pese HenroPlate® aina ennen käyttöä.

HenroPlate®-lautasta voidaan käyttää kaikille elintarvikkeille.

Älä lämmitä HenroPlate®-lautasta kynttilänvalossa tai nuotiolla.

## Päivittäinen käyttö

HenroPlate® voidaan pestä astianpesukoneessa jopa 65° C asteessa ja teollisuusastianpesukoneessa jopa 80° C asteessa enintään 3 minuutin ajan.

Poista kumijalat pesun ajaksi.

HenroPlate® kestää mikroaaltouunia.

HenroPlate® kestää lämpötila-aluetta -20° C - 100° C.

## Varoitukset



**POISTAA JALAT ENNEN PESUA**

## Ympäristöystävällinen hävittäminen

HenroPlate®:n pohjassa on PET-merkintä, jossa on materiaalitiedot.

Hävitä HenroPlate® ympäristöystävällisesti ja neutraalisti.



HenroPlate® on valmistettu materiaalista, joka tulisi kierrättää. Hävitä siksi vanha HenroPlate® sopivien keräysjärjestelmien kautta.



**JOS OLET EPÄVARMA SIITÄ, MILLOIN HENROPLATE® ON  
HÄVITETTÄVÄ, VOIT LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEeseen  
HENROTEK@HENROTEK.COM.**

<b>Tekninen tietolehti HenroPlate®</b>	
<b>Materiaali</b>	PP - Polypropeeni
<b>Merkitty</b>	<b>CE</b>
<b>Paino</b>	202 g
<b>Korkeus</b>	28,5 cm
<b>Leveys</b>	19,5 cm
<b>Astianpesukone</b>	80° C astetta
<b>Pakastin</b>	-20° C astetta
<b>Mikroaaltouuni</b>	Kyllä
<b>BASIC UDI-DI-numero</b>	57048315C4
<b>UDI-DI</b>	05704831129026
<b>Standardit ja asetukset</b>	Asetus (EY) 1935/2004, annettu 27. lokakuuta 2004 Asetus (EY) 2023/2006, annettu 22. joulukuuta 2006 Tanskan täytäntöönpanomääräys, BEK nr 681, 25/05/2020 Asetus (EY) 10/2011, annettu 14. tammikuuta 2011 Asetus (EU) 2017/745, annettu 5. huhtikuuta 2017
<b>Oheistarvikkeiden materiaali</b>	HenroPlate®-jalat (TPE - termoplastinen elastomeeri)