

# HENROPLATE®



## उपयोगकर्ता पुस्तिका

HENROPLATE®

दिसंबर 2023

## विषय सूची

विषय सूची .....	2
महत्वपूर्ण सूचना .....	3
उपयोग का उद्देश्य .....	3
भंडारण .....	3
उपयोग के लिए निर्देश .....	4
सावधानियां .....	4
दैनिक संचालन .....	4
चेतावनियाँ .....	5
पर्यावरण के अनुकूल निपटान .....	5
तकनीकी डेटाशीट HenroPlate® .....	6

## महत्वपूर्ण सूचना

HenroPlate® का उपयोग करने से पहले इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

## उपयोग का उद्देश्य

HenroPlate® को केवल भोजन के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।

HenroPlate® डेनिश व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा उन लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्लेट सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है जो ताकत और समन्वय की हानि का अनुभव करते हैं। HenroPlate® में बिस्फीनॉल ए (BPA) नहीं है और इसे 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं।

HenroPlate® का पिछला हिस्सा ऊंचा और अगला हिस्सा नीचा है, जो एक ढलान वाला डिज़ाइन देता है। ढलान वाले डिज़ाइन के कारण भोजन फिसलकर ढलान की तरफ आ जाता है, जिससे एक हाथ से खाना संभव हो जाता है।

HenroPlate® के साथ रबर के छोटे पैर भी आते हैं जिन्हें इसके नीचे लगाया जा सकता है, और इनके कारण HenroPlate® मेज पर मजबूती से टिकी रहेगी।

HenroPlate® का उपयोग अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, घरों और विशेष संस्थानों में लाभदायक तरीके से किया जा सकता है।

## भंडारण

कमरे के तापमान पर और धूप से दूर, सुखाकर स्टोर करें।

## उपयोग के लिए निर्देश

सामग्री: 1 HenroPlate® पैरों के 4 सैट्स के साथ आता है।

1. प्लेट और पैरों को खोल लें, पैकिंग का उचित ढंग से निपटान करें।
2. उपयोग से पहले प्लेट को धो लें।
3. धोने के बाद: चारों पैरों को खींचकर निकालें और उन्हें प्लेट के नीचे बने 4 छेदों में फिट करें।
4. HenroPlate® अब उपयोग के लिए तैयार है।

## सावधानियां

उपयोग से पहले हमेशा HenroPlate® को धो लें।

HenroPlate® का उपयोग सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है।

HenroPlate® को मोमबत्ती की लौ या आग पर गर्म न करें।

## दैनिक संचालन

HenroPlate® को डिश वॉशर में 65° C डिग्री तक और औद्योगिक डिश वॉशर में 80° C तक 3 मिनट तक धोया जा सकता है।

धोते समय रबर वाले पैरों को हटा दें।

HenroPlate® माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

HenroPlate® -20° C से 100° C के बीच तापमान रेंज को सहन कर सकता है।

## चेतावनियाँ



धोने से पहले पैरों को हटा दें

## पर्यावरण के अनुकूल निपटान

HenroPlate® की तली में एक PET चिन्ह है जिसमें मैटीरियल संबंधी जानकारी दी गयी है। कृपया HenroPlate® का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तटस्थ तरीके से करें।



HenroPlate® ऐसी सामग्री से बना है जिसे रीसाइकिल किया जाना चाहिए। इसलिए कृपया उपयुक्त संग्रह प्रणालियों के माध्यम से पुराने HenroPlate® का निपटान करें।



यदि आपको कोई संदेह है कि HENROPLATE® का निपटान कब करना है, तो आप HENROTEK@HENROTEK.COM पर एक ईमेल भेज सकते हैं

तकनीकी डेटाशीट HenroPlate®	
मैटीरियल	पीपी - पॉलीप्रोपिलीन
चिह्नित	CE
वज़न	202 ग्राम
ऊंचाई	28,5 सेमी
चौड़ाई	19,5 सेमी
डिशवॉशर	80°C डिग्री
फ्रीज़र	-20°C डिग्री
माइक्रोवेव	हाँ
बेसिक यूडीआई-डीआई नं.	57048315सी4
यूडीआई-डीआई	05704831129026
मानक और विनियमन	27 अक्टूबर 2004 का विनियमन (ईसी) 1935/2004 22 दिसंबर 2006 का विनियमन (ईसी) 2023/2006 25/05/2020 का डेनिश कार्यकारी आदेश, बीईके सं 681 14 जनवरी 2011 का विनियमन (ईसी) 10/2011 5 अप्रैल 2017 का विनियमन (ईयू) 2017/745
सहायक सामग्री मैटीरियल	HenroPlate® पैर (टीपीई - थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर)