

HENROPLATE®



BRUKERMANUAL

HENROPLATE®

Desember 2023

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Viktig informasjon	3
Tiltenkt bruk	3
Oppbevaring	3
Bruksanvisning.....	4
Forholdsregler	4
Daglig stell.....	4
Advarsler	5
Miljøvennlig avhending.....	5
Teknisk datablad HenroPlate®.....	6

Viktig informasjon

Les disse instruksene nøye før HenroPlate® tas i bruk.

Tiltenkt bruk

HenroPlate® er designet og beregnet kun for mat.

HenroPlate® er utviklet av danske ergoterapeuter for å sikre en TALLERKEN av høy kvalitet for personer med redusert styrke og koordinasjon. HenroPlate® er BPA-fri og kan trygt brukes av barn under 3 år.

HenroPlate® har høy kant på den ene siden og lav kant på den andre, noe som gir et skrått design.

Maten glir ned til den ene siden ved hjelp av det skrånede designet, noe som gjør det mulig å spise med én hånd.

HenroPlate® leveres med små gummiføtter. Disse kan festes i bunnen slik at HenroPlate® står stødig på bordet

HenroPlate® kan med fordel brukes på sykehus, sykehjem, boliger og spesialinstitusjoner.

Oppbevaring

Oppbevares tørt, ved romtemperatur og ikke i direkte sollys.

Bruksanvisning

Innhold: 1 HenroPlate® leveres med 4 sett med 4 føtter.

1. Pakk ut tallerkenen og føttene, og kast emballasjen på riktig måte.
2. Vask tallerkenen før bruk.
3. Etter vask: bryt av 4 føtter og plasser dem i de 4 hullene på bunnen av tallerkenen.
4. HenroPlate® er nå klar til bruk.

Forholdsregler

Vask alltid HenroPlate® før bruk.

HenroPlate® kan brukes til alle matvarer.

Ikke varm HenroPlate® over stearinlys eller annen ild.

Daglig stell

HenroPlate® kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 65 °C grader og i industrioppvaskmaskin på opptil 80 °C i inntil 3 minutter.

Fjern gummiføttene før vasking.

HenroPlate® tåler mikrobølgeovn.

HenroPlate® tåler temperaturer på mellom -20 °C og 100 °C.

Advarsler



FJER FØTTENE FØR VASK

Miljøvennlig avhending

HenroPlate® har et PET-merke på bunnen med materialinformasjon.
HenroPlate® må kastes på en miljøvennlig måte.



HenroPlate® er laget av materialer som bør resirkuleres. Kast derfor gamle HenroPlate® via egnede oppsamlingssystemer.



**HVIS DU ER I TVIL OM NÅR DU SKAL KASTE HENROPLATE®, KAN DU
SENDE EN E-POST TIL HENROTEK@HENROTEK.COM**

Teknisk datablad HenroPlate®	
Materiale	PP - Polypropylen
Merket	CE
Vekt	202 g
Høyde	28,5 cm
Bredde	19,5 cm
Oppvaskmaskin	80 °C
Fryseboks	-20 °C
Mikrobølgeovn	Ja
BASIC UDI-DI No.	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Standarder og forskrifter	Forordning (EC) 1935/2004 av 27. oktober 2004 Forordning (E) 2023/2006 av 22. desember 2006 Dansk bekendtgjørelse, BEK nr 681 av 25.05.2020 Forordning (EC) 10/2011 av 14. januar 2011 Forordning (EC) 2017/745 av 5. april 2017
Tilbehørsmateriale	HenroPlate® føtter (TPE – termoplastisk elastomer)