

HENROPLATE®



MANUAL DO UTILIZADOR

HENROPLATE®

Dezembro de 2023

Índice

Índice	2
Informação importante	3
Utilização prevista	3
Armazenamento	3
Instruções de utilização	4
Precauções	4
Manuseio diário	4
Avisos.....	5
Eliminação ecológica	5
Ficha técnicaHenroPlate®	6

Informação importante

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o HenroPlate®.

Utilização prevista

O HenroPlate® destina-se apenas a ser utilizado com alimentos.

O HenroPlate® foi desenvolvido por terapeutas ocupacionais dinamarqueses como PRATO de alta qualidade para pessoas que sofreram perda de força e coordenação. O HenroPlate® não contém bisfenol A e pode ser utilizado de forma segura por crianças com menos de 3 anos de idade.

O HenroPlate® tem uma beira mais alta na parte de trás e baixa à frente, que lhe dá uma forma inclinada.

A inclinação permite que os alimentos deslizem para um dos lados, o que faz com que seja possível comer só com uma mão.

O HenroPlate® traz um conjunto de pequenos pés de borracha, que podem ser fixados na parte de baixo do prato, para que fique firmemente pousado em cima da mesa

O HenroPlate® é ideal para hospitais, lares de terceira idade, residências e instituições especiais.

Armazenamento

Conservar em local seco, à temperatura ambiente e afastado da incidência direta da luz solar.

Instruções de utilização

Conteúdo: 1 HenroPlate® traz 4 conjuntos de 4 pés.

1. Retire o prato e os pés da embalagem e descarte-a de forma correta.
2. Lave o prato antes de o utilizar.
3. Após a lavagem: parta 4 pés e aplique-os nos 4 orifícios no fundo do prato.
4. O HenroPlate® está agora pronto a utilizar.

Precauções

Lave sempre o HenroPlate® antes de o utilizar.

O HenroPlate® pode ser utilizado com todo o tipo de alimentos.

Não aqueça o HenroPlate® à luz da vela nem o leve ao lume.

Manuseio diário

O HenroPlate® pode ir à máquina de lavar louça com uma temperatura até 65° C e ser lavado numa máquina industrial até 80° C durante 3 minutos.

Remova os pés de borracha durante a lavagem.

O HenroPlate® pode ir ao micro-ondas.

O HenroPlate® suporta uma variação de temperatura de -20 °C a 100 °C.

Avisos



REMOVA OS PÉS ANTES DE LAVAR

Eliminação ecológica

O HenroPlate® tem uma marcação PET na parte inferior, com informações sobre o material.

Descarte o HenroPlate® de uma forma neutra e respeitadora do ambiente.



O HenroPlate® é feito de material reciclável. Por isso, elimine o HenroPlate® inutilizado através de um sistema de recolha próprio.



SE TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE QUANDO DEVE DEITAR FORA O HENROPLATE®, ENVIE UM E-MAIL PARA HENROTEK@HENROTEK.COM

Ficha técnica HenroPlate®	
Material	PP - Polipropileno
Marcação	CE
Peso	202 g
Altura	28,5 cm
Largura	19,5 cm
Máquina de lavar louça	80 °C
Congelador	-20 °C
Micro-ondas	Sim
N.º Basic UDI-DI	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Normas e regulamentações	Regulamento (EC) 1935/2004 de 27 de outubro de 2004 Regulamento (CE) 2023/2006 de 22 de dezembro de 2006 Decreto dinamarquês, BEK n.º 681 de 25/05/2020 Regulamento (CE) 10/2011 de 14 de janeiro de 2011 Regulamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017
Material dos acessórios	Pés HenroPlate® (TPE - elastómero termoplástico)