

# **HENROPLATE®**



## **MANUAL I PËRDORUESIT**

**HENROPLATE®**

**Dhjetor 2023**

**Tabela e Përmbajtjes**

<b>Tabela e Përmbajtjes .....</b>	<b>2</b>
<b>Informacion i rëndësishëm.....</b>	<b>3</b>
<b>Përdorimi i synuar .....</b>	<b>3</b>
<b>Ruajtja.....</b>	<b>3</b>
<b>Udhëzim për përdorim .....</b>	<b>4</b>
<b>Masa paraprake.....</b>	<b>4</b>
<b>Funksionimi i përditshëm.....</b>	<b>4</b>
<b>Paralajmërimë .....</b>	<b>5</b>
<b>Depozitim miqësor ndaj mjedisit.....</b>	<b>5</b>
<b>Të dhënat teknikeheet HenroPlate® .....</b>	<b>6</b>

## **Informacion i rëndësishëm**

Përpara se të përdorni HenroPlate® lexoni me vëmendje këto udhëzime.

## **Përdorimi i synuar**

HenroPlate® janë të dizajnuara dhe të synuara vetëm për ushqim.

HenroPlate® është zhvilluar nga terapistë profesionistë danezë për të siguruar një PJATË me cilësi të lartë për njerëzit që përjetojnë humbje të forcës dhe koordinimit. HenroPlate® është pa Bisfenol dhe mund të përdoret në mënyrë të sigurt nga fëmijët nën moshën 3 vjeç.

HenroPlate® ka një shpinë të lartë dhe një pjesën e përparme të ulët, e cila jep një dizajn të pjerrët.

Dizajni i pjerrët lejon që ushqimi të rrëshqasë në njërën anë duke bërë të mundur ngrënien me një dorë.

HenroPlate® ofrohet me këmbë të vogla gome, të cilat mund të ngjiten në fund, në këtë mënyrë HenroPlate® do të qëndrojë fort në tavolinë

HenroPlate® mund të përdoret me përparësi në spitale, shtëpi pleqsh, rezidenca dhe institucione speciale.

## **Ruajtja**

Ruajeni në të thatë, në temperaturë dhome dhe jashtë rrezeve direkte të diellit.

## Udhëzim për përdorim

Përmbajtja: 1 HenroPlate® vjen me 4 grupe prej 4 këmbësh

1. Shpaketoni pjatën dhe këmbët, hidhni paketimin siç duhet.
2. Para përdorimit lajeni pjatën.
3. Pas larjes: shkëputni 4 këmbët dhe vendosini në 4 vrimat në fund të pjatës.
4. HenroPlate® tani janë gati për përdorim.

## Masa paraprake

Lajini gjithmonë HenroPlate® përpara përdorimit.

HenroPlate® mund të përdoret për të gjitha ushqimet.

Mos e ngrohni HenroPlate® mbi një dritë qiri ose zjarr.

## Funksionimi i përditshëm

HenroPlate® mund të lahet në Enëlarëse deri në 65°C dhe enëlarëse industriale deri në 80°C për deri në 3 minuta.

Hiqni këmbët e gomës kur i lani.

HenroPlate® mund të përdoret në mikrovalë.

HenroPlate® mund të përballojë diapazonin e temperaturës nga -20°C deri në 100°C.

## Paralajmërimë



**HIQNI KËMBËT PARA LARJES**

### Depozitim miqësor ndaj mjedisit

HenroPlate® ka një shenjë PET në fund me informacion material.

Ju lutemi hidhni HenroPlate® në një mënyrë neutrale miqësore me mjedisin.



HenroPlate® janë bërë nga materiali që duhet të riciklohet. Prandaj, hidhni HenroPlate® e vjetër nëpërmjet sistemeve të përshtatshme të grumbullimit.



**NËSE KENI NDONJË DYSHIM KUR TË HIDHNI HENROPLATE®, MUND TË DËRGONI NJË EMAIL TEK [HENROTEK@HENROTEK.COM](mailto:HENROTEK@HENROTEK.COM)**

<b>Të dhënat teknikeheet HenroPlate®</b>	
<b>Materiali</b>	PP - Polipropilen
<b>Shënjuar</b>	<b>CE</b>
<b>Pesha</b>	202 G
<b>Lartësia</b>	28,5 cm
<b>Gjerësia</b>	19,5 cm
<b>Enëlarëse</b>	80°C gradë
<b>Ngrirës</b>	-20°C gradë
<b>Mikrovalë</b>	Po
<b>Bazë UDI-DI Nr.</b>	57048315C4
<b>UDI-DI</b>	05704831129026
<b>Standardet dhe Rregulloret</b>	Rregullorja (KE) 1935/2004 e 27. Tetor 2004 Rregullorja (KE) 2023/2006 e 22 Dhjetor 2006 Urdhër ekzekutiv danez, BEK nr 681, datë 25/05/2020 Rregullorja (KE) 10/2011 e datës 14 Janar 2011 Rregullorja (BE) 2017/745 e datës 5 Prill 2017
<b>Materiali i aksesorëve</b>	HenroPlate® Këmbët (TPE - Elastomer termoplastik)