

HENROCUP®



MANUALUL UTILIZATORULUI

HENROCUP® ȘI CAPAC

MARTIE 2023

Cuprins

Informații importante	3
Utilizarea preconizată	3
Depozitare	3
Instrucțiuni de utilizare	4
Precauții	4
Folosirea zilnică	4
Avertismente	5
Eliminare ecologică	5
Date tehnice HenroCup®	6
Fișă tehnică Capac.....	7

Informații importante

Înainte de a utiliza HenroCup®, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Utilizarea preconizată

HenroCup® este concepută și destinată exclusiv pentru băuturi și alimente.

HenroCup® a fost dezvoltată de către terapeuți ocupaționali danezi, fiind o cană de înaltă calitate pentru persoanele care se confruntă cu pierderea puterii și a coordonării. HenroCup® nu este fără BPA și nu ar trebui să fie folosită de copiii cu vârsta sub 3 ani.

HenroCup® este proiectată cu 2 mânere late pentru a permite o prindere fermă, forma paharului și a mânerelor asigurându-vă că puteți bea fără a flexa gâtul. Partea inferioară a cunii este lată pentru a ajuta la așezarea fermă a acesteia pe masă și pentru a preveni vărsarea.

Depozitare

A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei și ferită de lumina soarelui.

Instrucțiuni de utilizare

Conținut: 1 HenroCup® poate fi livrată cu sau fără capac.

1. Despachetați cana și capacul, aruncați ambalajul în mod corespunzător.
2. Înainte de utilizare, spălați cana și capacul.
3. HenroCup® este acum gata de utilizare.

Precauții

După ce ați despachetat cana HenroCup®, spălați-o înainte de utilizare.

Cana este destinată utilizării pentru băuturi.

Băuturile calde pot cauza decolorarea și pot diminua durata de viață a cării.

Nu încălziți cana deasupra unei surse de căldură sau a focului.

Aveți grijă la lichidele fierbinți.

Dacă este utilizată cu capac, verificați înainte de utilizare dacă capacul este pus corect și nu este slăbit.

Folosirea zilnică

HenroCup® poate fi spălată în mașina de spălat vase la o temperatură de până la 65° C.

Cu toate acestea, cana se poate mătui și calitatea poate avea de suferit, așa că se recomandă să o spălați manual.

HenroCup® poate suporta temperaturi cuprinse între -20° C și 95° C

Avertismente

Nu utilizați în HenroCup® niciun lichid cu o temperatură mai mare de 95° C.



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ UNELE BĂUTURI POT COLORA INTERIORUL CĂNII.

Aruncați HenroCup® în cazul în care suprafața nu mai este fină la atingere și capătă o culoare albă lăptoasă.

Eliminare ecologică

Vă rugăm să aruncați cana într-un mod ecologic.



Cănila HenroCup® sunt fabricate din materiale care trebuie să fie reciclate. Prin urmare, vă rugăm să eliminați cana HenroCup® veche prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate.



ÎN CAZ DE ÎNDOIELI CU PRIVIRE LA MOMENTUL ÎN CARE TREBUIE SĂ ELIMINAȚI HenroCup®, PUTEȚI TRIMITE UN E-MAIL LA HENROTEK@HENROTEK.COM.

Date tehnice HenroCup®	
Material	PC (polycarbonat)
Greutate	139,2 Gr
Înălțime	9 cm
Lățime	15 cm
BPA	HenroCup® nu este fără BPA și nu ar trebui să fie folosită de copiii cu vârsta sub 3 ani.
Marcată	CE
Culoare	Transparentă cu ml, Transparentă, Roșu, Verde, Albastru
Mililitri	230 ml
Mașină de spălat vase	65° C
Cuptor cu microunde	Da
Nr. identificator UDI-DI	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Transparentă cu ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® Verde	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® Roșu	05704831238791
UDI-DI HENROCUP Transparentă	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® Albastru	05704831128999
Standarde și reglementări	Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 din 27 Octombrie 2004 Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22 decembrie 2006 Ordinul executiv danez, BEK nr. 681 din 25/05/2020 Regulamentul (CE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 Regulamentul (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017

Fișă tehnică Capac	
Material Capac	LLDPE (polietilenă)
Greutate	13 Gr
Marcată	CE
Mașină de spălat vase	Mașină de spălat vase 65° C 80° C grade Mașină de spălat vase industrială până la 3 minute Cu toate acestea, capacul se poate mătui și calitatea poate avea de suferit, așa că se recomandă să îl spălați manual.
Cuptor cu microunde	Nr
Nr. identificator UDI-DI	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® capac mică	5704831000271
UDI-DI HENROCUP Capac mare	5704831000011
Standarde și reglementări	Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 din 27 Octombrie 2004 Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22 decembrie 2006 Ordinul executiv danez, BEK nr. 681 din 25/05/2020 Regulamentul (CE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 Regulamentul (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017