

**HENROTEK®**



**РЪКОВОДСТВО НА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**HENROGRIP®**

**декември 2023 г.**

## Съдържание

<b>Важна информация .....</b>	<b>3</b>
<b>Предназначение.....</b>	<b>3</b>
<b>Съхранение .....</b>	<b>3</b>
<b>Инструкции за употреба.....</b>	<b>4</b>
<b>Предпазни мерки.....</b>	<b>4</b>
<b>Ежедневна употреба .....</b>	<b>5</b>
<b>Предупреждение .....</b>	<b>5</b>
<b>Екологично изхвърляне.....</b>	<b>5</b>
<b>Техническа спецификацияHenroGrip® .....</b>	<b>6</b>

## **Важна информация**

Преди да използвате приборите HenroGrip®, прочетете внимателно тези инструкции.

## **Предназначение**

Дизайнът HenroGrip® е проектиран и предназначен единствено за храна.

HenroGrip® е разработен от датски ерготерапевти, за да осигури висококачествени прибори за хранене за хора с намаляваща сила и моторика при хранене.

Приборите HenroGrip® са проектирани с извита дръжка и материал, осигуряващи здраво захващане. Приборите за хранене са предназначени както за левичари, така и за десничари.

## **Съхранение**

Съхранявайте на сухо, при стайна температура и далеч от пряка слънчева светлина.

## **Инструкции за употреба**

1. Разпакувайте HenroGrip® и изхвърлете опаковката по правилния начин.
2. Преди употреба измийте HenroGrip®.
3. Приборите HenroGrip® сега са готови за употреба.

## **Прегпазни мерки**

След разпакуване на приборите винаги измивайте HenroGrip® преди употреба.

Приборите могат да се използват за всякакви храни.

Не нагривайте приборите на свещ или огън.

## Ежедневна употреба

HenroGrip® може да се мие в съдомиялна машина до 65°C.

## Предупреждение



**МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ МИЕНЕТО НА HENROGRIP В ПРОМИШЛЕНА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА, КОЯТО РАБОТИ НА 90°C, МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ДРЪЖКАТА НА ПРИБОРИТЕ.**

## Екологично изхвърляне

Моля, изхвърлете дръжката по начин, който не уврежда околната среда.



Приборите HenroGrip® са изработени от материал, който трябва да бъде рециклиран. Затова изхвърляйте старите прибори HenroGrip® в подходящите системи за събиране на битови отпадъци.



**АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ КОГА ДА ИЗХВЪРЛИТЕ HENROGRIP®, МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ НА HENROTEK@HENROTEK.COM**

<b>Техническа спецификация HenroGrip®</b>	
<b>Материал</b>	PP (Полипропилен с 30% минерали) TPE (Термопластичен еластомер)
<b>ВРА</b>	HenroGrip® не съдържа бисфенол А (ВРА)
<b>Маркировка</b>	<b>CE</b>
<b>Тегло</b>	40,5 г (вилница) 41 г (нож) 42,5 г (лъжица)
<b>Дължина</b>	16,5 см
<b>Цвят</b>	Сив, червен
<b>Съдомиялна машина</b>	65° C
<b>БАЗОВ UDI-DI №</b>	57048313BY
<b>UDI-DI HenroGrip® нож, червен</b>	05704831128319
<b>UDI-DI HenroGrip® нож, сив</b>	05704831128326
<b>UDI-DI HenroGrip® вилница, за левичари, сива</b>	05704831128340
<b>UDI-DI HenroGrip® лъжица, за десничари, сива</b>	05704831128364
<b>UDI-DI HenroGrip® лъжица, за левичари, сива</b>	05704831128388
<b>UDI-DI HenroGrip® вилница, за десничари, сива</b>	05704831128401

<b>UDI-DI HenroGrip® вилца, за левичари, сива</b>	05704831128432
<b>UDI-DI HenroGrip® лъжица, за десничари, червена</b>	05704831128449
<b>UDI-DI HenroGrip® лъжица, за левичари, червена</b>	05704831128456
<b>Стандарти и разпоредби</b>	<p>Регламент (ЕО) № 1935/2004 от 27 октомври 2004 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 2023/2006 от 22 декември 2006 г.</p> <p>Датска изпълнителна заповед, ВЕК № 681 от 25/05/2020 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 10/2011 от 14 януари 2011 г.</p> <p>Регламент (ЕС) 2017/745 от 5 април 2017 г.</p>