

HENROTEK®



NÁVOD K POUŽITÍ

HENROGRIP®

Prosinec 2023

Obsah

Důležité informace	3
Zamýšlené použití	3
Skladování	3
Návod k použití	3
Opatření	3
Denní použití.....	3
Varování	4
Ekologická likvidace	4
Technický datový list HenroGrip®	5

Důležité informace

Před použitím HenroGrip® si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Zamýšlené použití

HenroGrip® byl navržen a je určen pouze pro potraviny.

HenroGrip® byl vyvinut dánskými pracovními terapeuty s cílem zajistit vysoce kvalitní příbory pro osoby, zažívající ztrátu síly a motorických dovedností při konzumaci jídla.

HenroGrip® byl navržen se zakřivenou rukojetí a materiálem poskytujícím pevný úchop. Příbory jsou určeny pro leváky i praváky.

Skladování

Skladujte v suchu, při pokojové teplotě a mimo dosahu slunečního záření.

Návod k použití

1. Rozbalte HenroGrip® a obal zlikvidujte podle zákona.
2. HenroGrip® před použitím omyjte.
3. HenroGrip® je nyní připraveny k použití.

Opatření

Po vybalení rukojeti vždy HenroGrip® před použitím umyjte.

Rukojeť lze použít pro všechna jídla.

Nezahřívejte rukojeť nad plamenem svíčky nebo ohněm.

Denní použití

HenroGrip® lze mýt v myčce na nádobí při teplotě do 65°C.

Varování



UVĚDOMTE SI, ŽE MYTÍ HENROGRIP V PRŮMYSLOVÉ MYČCE NÁDOBÍ S CYKLEM NA 90°C, MŮŽE POŠKODIT DRŽÁK NA RUKOJETI.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte prosím rukojeť ekologicky neutrálním způsobem.



HenroGrip® je vyroben z materiálu, který by měl být recyklován. Zlikvidujte proto použitý HenroGrip® prostřednictvím vhodných sběrných systémů.



POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, KDY A JAK ZLIKVIDOVAT HENROGRIP®, MŮŽETE ZASLAT E-MAIL NA HENROTEK@HENROTEK.COM

Technický datový list HenroGrip®	
Materiál	PP (polypropylen s 30% minerálů) TPE (termoplastický elastomer)
Bisfenol A	HenroGrip® neobsahuje Bisfenol A
Označení	CE
Hmotnost	40,5 g (vidlička) 41 g (nůž) 42,5 g (lžíce)
Délka	16,5 cm
Barva	Šedá, červená
Mytí v myčce na nádobí	65°C
Základní č. UDI-DI	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® Nůž, červený	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® Nůž, šedý	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® Vidlička, levá ruka, šedá	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® Lžíce, pravá ruka, šedá	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® Lžíce, levá ruka, šedá	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® Vidlička, pravá ruka, šedá	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® Vidlička, levá ruka, šedá	05704831128432
UDI-DI HenroGrip® Lžíce, pravá ruka, červená	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® Lžíce, levá ruka, červená	05704831128456

Standardy a nařízení	<p>Nařízení (ES) 1935/2004 ze dne 27. října 2004</p> <p>Nařízení (ES) 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006</p> <p>Dánský exekutivní příkaz, BEK č. 681 ze dne 25.05.2020</p> <p>Nařízení (ES) 10/2011 ze dne 14. ledna 2011</p> <p>Nařízení (EU) 2017/745 z dubna 2017</p>
-----------------------------	--