

HENROTEK®



MANUEL DE L'UTILISATEUR

HENROGRIP®

Décembre 2023

Table des matières

Informations importantes.....	3
Usage prévu	3
Stockage	3
Mode d'emploi	3
Précautions	3
Utilisation quotidienne.....	3
Avertissements.....	4
Élimination respectueuse de l'environnement	4
Fiche technique HenroGrip®	5

Informations importantes

Avant d'utiliser HenroGrip®, veuillez lire ces instructions attentivement.

Usage prévu

HenroGrip® est conçu et destiné uniquement à un usage alimentaire.

HenroGrip® a été développé par des ergothérapeutes danois dans le but de garantir des couverts de haute qualité pour les personnes souffrant d'une perte de force et de leur motricité lors de la consommation de nourriture.

HenroGrip® est conçu avec une poignée incurvée et un matériau qui permet une préhension stable. Les couverts ont été conçus aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers.

Stockage

À conserver au sec, à température ambiante et à l'abri du soleil.

Mode d'emploi

1. Déballer le produit HenroGrip® et jeter l'emballage de manière appropriée.
2. Avant la première utilisation, lavez le HenroGrip®.
3. Le HenroGrip® est maintenant prêt à l'emploi.

Précautions

Après avoir déballé le manche, lavez systématiquement le HenroGrip® avant toute utilisation.

Le manche peut être utilisé pour tous les aliments.

Ne chauffez pas le manche à la chaleur d'une bougie ou d'un feu.

Utilisation quotidienne

Le HenroGrip® peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 65°C.

Avertissements



VEUILLEZ NOTER QUE LE LAVAGE DU HENROGRIP DANS UN LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL À 90° C PEUT ENDOMMAGER LE MANCHE.

Élimination respectueuse de l'environnement

Veuillez jeter le manche d'une manière neutre à l'égard de l'environnement et respectueuse de celui-ci.



Les HenroGrip® sont fabriqués à partir de matériaux qui doivent être recyclés. Veuillez donc jeter le HenroGrip® usagé par le biais des systèmes de collecte de déchets appropriés.



SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LE MEILLEUR MOMENT DE JETER LE HENROGRIP®, VOUS POUVEZ ENVOYER UN COURRIEL À HENROTEK@HENROTEK.COM

Fiche technique HenroGrip®

Matériau	PP (polypropylène avec 30% de minéraux) TPE (élastomère thermoplastique)
BPA	HenroGrip® est sans BPA
Marqué	CE
Poids	40,5 g (fourchette) 41 g (couteau) 42,5 g (cuillère)
Longueur	16,5 cm
Couleur	Gris, Rouge
Lave-vaisselle	65°C
N° UDI-DI de base	57048313BY
Couteau UDI-DI HenroGrip®, rouge	05704831128319
Couteau UDI-DI HenroGrip®, grise	05704831128326
Fourchette UDI-DI HenroGrip®, main gauche, grise	05704831128340
Cuillère UDI-DI HenroGrip®, main droite, grise	05704831128364
Cuillère UDI-DI HenroGrip®, main gauche, grise	05704831128388
Cuillère UDI-DI HenroGrip®, main droite, grise	05704831128401
Fourchette UDI-DI HenroGrip®, main gauche, grise	05704831128432

Cuillère UDI-DI HenroGrip®, main droite, rouge	05704831128449
Cuillère UDI-DI HenroGrip®, main gauche, rouge	05704831128456
Normes et réglementations	<p>Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004</p> <p>Règlement (CE) 2023/2006 du 22 décembre 2006</p> <p>Décret danois, BEK nr 681 du 25/05/2020</p> <p>Règlement (CE) 10/2011 du 14 janvier 2011</p> <p>Règlement (UE) 2017/745 d'avril 2017</p>