

# **HENROTEK®**



## **מדריך למשתמש**

**HENROGRIP®**

**דצמבר 2023**

## תוכן עניינים

מידע חשוב .....	3
שימוש מיועד .....	3
אחסון .....	3
הוראות שימוש.....	3
אמצעי זהירות.....	3
שימוש יום יומי.....	3
אזהרות .....	3
סילוק ידידותי לסביבה.....	4
HenroGrip® גיליון מפרט טכני .....	5

## מידע חשוב

לפני השימוש ב-HenroGrip® יש לקרוא את ההוראות הנ"ל בקפידה.

## שימוש מיועד

HenroGrip® מעוצבות ומיועדות עבור מזון בלבד.

HenroGrip® פותחו ע"י מרפא בעיסוק דני על מנת לספק כלי אכילה (סכו"ם) איכותיים עבור אנשים הסובלים מאובדן כוח ויכולת מוטוריות במצבי אכילה.

HenroGrip® מעוצבות עם ידיית אחיזה מעוקרת ובעלת חומר המקנה אחיזה יציבה. כלי האכילה עוצבו לשימוש עם יד שמאלית או ימנית כאחד.

## אחסון

יש לאחסן במקום יבש, בטמפרטורת החדר וללא חשיפה ישירה לקרני השמש.

## הוראות שימוש

1. פתחו את אריזת HenroGrip® והשליכו את האריזה כראוי.
2. שטפו את HenroGrip® לפני השימוש.
3. HenroGrip® מוכנות כעת לשימוש.

## אמצעי זהירות

לאחר פתיחת האריזה יש לשטוף את HenroGrip® תמיד לפני השימוש.

ניתן להשתמש בכלי האכילה לכל סוגי המזון.

אין לחמם את כלי האכילה באמצעות להבת נר או אש.

## שימוש יום יומי

ניתן לשטוף את HenroGrip® במדיח כלים בטמפרטורה של עד 65 מעלות צלזיוס.

## אזהרות



לתשומת לבכם שטיפת HENROGRIP במדיחה כלים תעשייתית אשר שוטף בטמפרטורה של 90 מעלות צלזיוס עלול לגרום לנזק בידית כלי האכילה.

סילוק ידידותי לסביבה

נא להשליך את הכוס באופן ידידותית לסביבה.



HenroGrip® עשויות מחומר המצריך מחזור. נא להשליך את ה- HenroGrip® הישנה דרך אמצעי איסוף מתאימים.



במקרה של ספק כלשהו לגבי מועד הסילוק של HenroGrip®, ניתן לשלוח לנו דוא"ל לכתובת:

**HENROTEK@HENROTEK.COM**

HenroGrip® גיליון מפרט טכני	
חומר	פוליפרופילן (PP) עם 30% מינרלים אלסטומר תרמופלסטי (TPE)
ביספנול A	HenroGrip® הינה נטולת ביספנול A
סימון	CE
משקל	40.5 גרם (מזלג) 41 גרם (סכין) 42.5 גרם (כפית)
אורך	16.5 ס"מ
צבע	אפור, אדום
מדיח כלים	65 מעלות צלזיוס
מספר UDI-DI בסיסי	57048313BY
HenroGrip® DI סכין, אדום	05704831128319
HenroGrip® DI סכין, אפור	05704831128326
HenroGrip® DI מזלג, יד שמאל, אפור	05704831128340
HenroGrip® DI כפית, יד ימין, אפור	05704831128364
HenroGrip® DI כפית, יד שמאל, אפור	05704831128388
HenroGrip® DI מזלג, יד ימין, אפור	05704831128401
HenroGrip® DI מזלג, יד שמאל, אפור	05704831128432
HenroGrip® DI כפית, יד ימין, אדום	05704831128449
HenroGrip® DI כפית, יד שמאל, אדום	05704831128456

תקנים וסטנדרטים	תקן 1935/2004 (EC) מתאריך 27 באוקטובר 2004 תקן 2023/2006 (EC) מתאריך 22 בדצמבר 2006 צו מנהלי דני, BEK nr 681 מתאריך 2020/05/25 תקן 10/2011 (EC) מתאריך 14 בינואר 2011 תקן 2017/745 (EU) מחודש אפריל 2017
-----------------	--