

HENROTEK®



उपयोगकर्ता पुस्तिका

HENROGRIP®

दिसंबर 2023

विषय सूची

महत्वपूर्ण सूचना	3
उपयोग का उद्देश्य	3
भंडारण	3
उपयोग के लिए निर्देश	3
सावधानियां	3
दैनिक संचालन	3
चेतावनियाँ.....	4
पर्यावरण के अनुकूल निपटान.....	4
तकनीकी डेटाशीट HenroGrip®.....	5

महत्वपूर्ण सूचना

HenroGrip® का उपयोग करने से पहले इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

उपयोग का उद्देश्य

HenroGrip® को केवल भोजन के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।

HenroGrip® डेनिश व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा उन लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कटलरी सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है जो खाना खाते समय ताकत और मोटर स्किल की कमी का अनुभव करते हैं।

HenroGrip® को घुमावदार पकड़ और एक ऐसे मैटीरियल के साथ बनाया गया है जो मजबूत पकड़ प्रदान करता है। कटलरी को बाएँ और दाएँ, दोनों हाथों से काम करने वालों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है।

भंडारण

कमरे के तापमान पर और धूप से दूर, सुखाकर स्टोर करें।

उपयोग के लिए निर्देश

1. HenroGrip® को अनपैक करें और पैकिंग का उचित तरीके से निपटान करें।
2. उपयोग से पहले HenroGrip® को धो लें।
3. HenroGrip® अब उपयोग के लिए तैयार है।

सावधानियां

ग्रिप को खोलने के बाद उपयोग से पहले हमेशा HenroGrip® को धो लें।

ग्रिप का उपयोग सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है।

मोमबत्ती की लौ या आग पर ग्रिप को गर्म न करें।

दैनिक संचालन

HenroGrip® को डिश वॉशर में 65° C डिग्री तक धोया जा सकता है।

चेतावनियाँ



कृपया ध्यान दें कि औद्योगिक डिशवॉशर, जो कि 90° C पर बर्तन धोता है, उसमें HenroGrip को धोने से ग्रिप पर लगे हैंडल को नुकसान हो सकता है।

पर्यावरण के अनुकूल निपटान

कृपया ग्रिप का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तटस्थ तरीके से करें।



HenroGrip® ऐसी सामग्री से बना है जिसे रीसाइकिल किया जाना चाहिए। इसलिए कृपया उपयुक्त संग्रह प्रणालियों के माध्यम से पुराने HenroGrip® का निपटान करें।



यदि आपको कोई संदेह है कि HENROGRIP® का निपटान कब करना है, तो आप HENROTEK@HENROTEK.COM पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

तकनीकी डेटाशीट HenroGrip®

मैटीरियल	पीपी (30% खनिजों के साथ पॉलीप्रोपिलीन) टीपीई (थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर)
बिस्फीनॉल ए (BPA)	HenroGrip® में बिस्फीनॉल ए (BPA) नहीं है
चिह्नित	CE
वज़न	40,5 ग्रा (कांटा) 41 ग्रा (छुरी) 42,5 ग्रा (चम्मच)
लंबाई	16,5 सेमी
रंग	ग्रे, लाल
डिशवॉशर	65°C डिग्री
बेसिक यूडीआई-डीआई नं.	57048313बीवाई
यूडीआई-डीआई HenroGrip® छुरी, लाल	05704831128319
यूडीआई-डीआई HenroGrip® छुरी, ग्रे	05704831128326
यूडीआई-डीआई HenroGrip® कांटा, बायां हाथ, ग्रे	05704831128340
यूडीआई-डीआई HenroGrip® चम्मच, दाहिना हाथ, ग्रे	05704831128364
यूडीआई-डीआई HenroGrip® चम्मच, बायां हाथ, ग्रे	05704831128388
यूडीआई-डीआई HenroGrip® कांटा, दायाँ हाथ, ग्रे	05704831128401
यूडीआई-डीआई HenroGrip® कांटा, बायां हाथ, ग्रे	05704831128432
यूडीआई-डीआई HenroGrip® चम्मच, दाहिना हाथ, लाल	05704831128449
यूडीआई-डीआई HenroGrip® चम्मच, बायां हाथ, लाल	05704831128456

मानक और विनियमन	27 अक्टूबर 2004 का विनियमन (ईसी) 1935/2004 22 दिसंबर 2006 का विनियमन (ईसी) 2023/2006 25/05/2020 का डेनिश कार्यकारी आदेश, बीईके सं 681 14 जनवरी 2011 का विनियमन (ईसी) 10/2011 अप्रैल 2017 का विनियमन (ईयू) 2017/745
------------------------	--