

HENROTEK®



KORISNIČKI PRIRUČNIK

HENROGRIP®

Prosinac 2023.

Sadržaj

Važne informacije	3
Namjena	3
Skladištenje.....	3
Upute za uporabu	3
Mjere opreza	3
Svakodnevno korištenje	3
Upozorenja	4
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje.....	4
Tehnički podatci HenroGrip®	5

Važne informacije

Prije korištenja HenroGrip®, pažljivo pročitajte ove upute.

Namjena

HenroGrip® je dizajniran i namijenjen samo za hranu.

HenroGrip® su razvili danski radni terapeuti kako bi osigurali visokokvalitetan pribor za jelo za osobe koje imaju gubitak snage i koordinacije tijekom jela.

HenroGrip® je dizajniran sa zakrivljenim držačem i materijalom koji omogućava čvrsto držanje. Pribor za jelo je dizajniran za ljevoruke i dešnjake.

Skladištenje

Čuvati na suhom, na sobnoj temperaturi i zaštićeno od sunčevog svjetla.

Upute za uporabu

1. Raspakirajte HenroGrip® i pravilno odložite ambalažu.
2. Prije upotrebe operite HenroGrip®.
3. HenroGrip® je sada spreman za upotrebu.

Mjere opreza

Nakon raspakiranja pribora za jelo, uvijek operite HenroGrip® prije uporabe.

Pribor za jelo može se koristiti za sve vrste hrane.

Nemojte zagrijavati pribor za jelo na svjetlu svijeće ili vatri.

Svakodnevno korištenje

HenroGrip® se može prati u perilici posuđa do 65°C.

Upozorenja



IMAJTE NA UMU DA PRANJE HENROGRIP U INDUSTRIJSKIM PERILICAMA POSUĐA KOJE PERU NA 90° C, MOŽE OŠTETITI RUČKE PRIBORA ZA JELO.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Zlikvidujte prosím rukojeť ekologicky neutrálním způsobem.



HenroGrip® je načinjen od materijala koji treba reciklirati. Stoga odložite stari HenroGrip® putem odgovarajućih sustava prikupljanja.



AKO IMATE BILO KAKVE DVOJBE KADA BACITI HENROGRIP® , MOŽETE POSLATI E-PORUKU NA HENROTEK@HENROTEK.COM

Tehnički podatci HenroGrip®	
Materijal	PP (polipropilen s 30 % minerala) TPE (termoplastični elastomer)
BPA	HenroGrip® ne sadrži BPA
Označena	CE
Težina	40,5 g (vilica) 41 g (nož) 42,5 g (žlica)
Duljina	16,5 cm
Boja	Siva, crvena
Perilica posuđa	65° C
Br. osnovnih UDI-DI	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® nož, crveni	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® nož, sivi	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® vilica za ljevake, siva	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® žlica za dešnjake, siva	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® žlica za ljevake, siva	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® vilica za dešnjake, siva	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® vilica za ljevake, siva	05704831128432
UDI-DI HenroGrip® žlica za dešnjake, crvena	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® žlica za ljevake, crvena	05704831128456

Standardi i propisi	<p>Uredba (EK) 1935/2004 od 27. listopada 2004.</p> <p>Uredba (EK) 2023/2006 od 22. prosinca 2006.</p> <p>Danska izvršna naredba, BEK br. 681 od 25. svibnja 2020.</p> <p>Uredba (EK) 10/2011 od 14. siječnja 2011.</p> <p>Uredba (EU) 2017/745 iz travnja 2017.</p>
----------------------------	--