

# **HENROTEK®**



## **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**HENROGRIP®**

**2023. december**

## Tartalomjegyzék

<b>Fontos tudnivalók.....</b>	<b>3</b>
<b>Rendeltetés .....</b>	<b>3</b>
<b>Tárolás .....</b>	<b>3</b>
<b>Használata utasítás .....</b>	<b>3</b>
<b>Óvintézkedések.....</b>	<b>3</b>
<b>Napi használat .....</b>	<b>3</b>
<b>Figyelmeztetés .....</b>	<b>4</b>
<b>Környezetbarát hulladékkezelés .....</b>	<b>4</b>
<b>HenroGrip® műszaki adatlap.....</b>	<b>5</b>

## Fontos tudnivalók

A HenroGrip® használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

## Rendeltetés

A HenroGrip® kizárólag élelmiszerekkel használható.

A kiváló minőségű HenroGrip® evőeszközt dán foglalkoztató terapeuták fejlesztették kifejezetten erőtlenséggel és a motoros készségek zavaraival küzdők számára.

A HenroGrip® evőeszköz fogantyúja hajlított és anyaga szilárd fogást biztosít. Az evőeszközt balkezesek és jobbkezesek egyaránt használhatják.

## Tárolás

Száraz helyen, szobahőmérsékleten, napfénytől védve tárolandó.

## Használata utasítás

1. Csomagolja ki a HenroGrip® evőeszközt, a csomagolást helyezze a megfelelő hulladéktárolóba.
2. Használat előtt mosogassa el a HenroGrip® evőeszközt.
3. A HenroGrip® használatra kész.

## Óvintézkedések

A kicsomagolást követően használat előtt minden esetben mossa el az evőeszközt.

Az evőeszköz bármilyen jellegű ételhez használható.

Az evőeszközt ne melegítse gyertyalánggal, illetve nyílt lánggal.

## Napi használat

A HenroGrip® mosogatógépben legfeljebb 65° C-on mosogatható.

## Figyelmeztetés



**FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY HA AZ EVŐESZKÖZT 90° C-ON, IPARI MOSOGATÓGÉP BEN MOSOGATJUK, AZ EVŐESZKÖZ NYELE SÉRÜLHET.**

## Környezetbarát hulladékkezelés

Az evőeszközt hulladékként környezetbarát, semleges módon kezelje.



A HenroGrip® újrahasznosítható anyagból készült, így a HenroGrip® evőeszközt az ennek megfelelő hulladéktárolóba helyezze.



**AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜL FEL A HENROGRIP® HULLADÉKKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, FORDULJON HOZZÁNK A HENROTEK@HENROTEK.COM E-MAIL CÍMEN.**

## HenroGrip® műszaki adatlap

<b>Anyag</b>	PP (Polipropilén 30% ásványi anyaggal) TPE (Hőre lágyuló elasztomer)
<b>Biszfenol-A (BPA)</b>	A HenroGrip® nem tartalmaz biszfenol-A-t
<b>Jelölés</b>	<b>CE</b>
<b>Súly</b>	40,5 g (villa) 41 g (kés) 42,5 g (kanál)
<b>Hosszúság</b>	16,5 cm
<b>Szín</b>	Szürke, piros
<b>Mosogatógép</b>	65° C
<b>Alapvető UDI-DI azonosító</b>	57048313BY
<b>UDI-DI HenroGrip® kés, piros</b>	05704831128319
<b>UDI-DI HenroGrip® kés, szürke</b>	05704831128326
<b>UDI-DI HenroGrip® villa, balkezes, szürke</b>	05704831128340
<b>UDI-DI HenroGrip® kanál, jobbkezes, szürke</b>	05704831128364
<b>UDI-DI HenroGrip® kanál, balkezes, szürke</b>	05704831128388
<b>UDI-DI HenroGrip® villa, jobbkezes, szürke</b>	05704831128401
<b>UDI-DI HenroGrip® villa, balkezes, szürke</b>	05704831128432
<b>UDI-DI HenroGrip® kanál, jobbkezes, piros</b>	05704831128449
<b>UDI-DI HenroGrip® kanál, balkezes, piros</b>	05704831128456

<b>Szabványok és rendeletek</b>	1935/2004/EK rendelet (2004. október 27.) 2023/2006/EK rendelet (2006. december 22.) Dán kormányrendelet, BEK 681 sz. (2020. május 25.) 10/2011/EK rendelet (2011. január 14.) 2017/745 EU rendelet (2017 április)
---------------------------------	--