

# **HENROTEK®**



## **VARTOTOJO VADOVAS**

**HENROGRIP®**

**2023 m. gruodžio mėn.**

## Turinys

<b>Svarbi informacija</b> .....	<b>3</b>
<b>Numatytas naudojimas</b> .....	<b>3</b>
<b>Laikymas</b> .....	<b>3</b>
<b>Naudojimo instrukcijos</b> .....	<b>3</b>
<b>Atsargumo priemonės</b> .....	<b>3</b>
<b>Kasdienis naudojimas</b> .....	<b>3</b>
<b>Įspėjimai</b> .....	<b>4</b>
<b>Aplinkai nekenksmingas šalinimas</b> .....	<b>4</b>
<b>Techninių duomenų lapas HenroGrip®</b> .....	<b>5</b>

## Svarbi informacija

Prieš naudodami HenroGrip® atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

## Numatytas naudojimas

HenroGrip® yra sukurta ir skirta tik maistui.

HenroGrip® sukūrė Danijos ergoterapeutai, siekdami užtikrinti aukštos kokybės stalo įrankius žmonėms, kurie susiduria su jėgos trūkumu ir motorinių įgūdžių stygiu valgydami.

HenroGrip® sukurta su išlenkta rankena ir medžiaga, kuri užtikrina tvirtą sukibimą. Stalo įrankiai skirti ir kairiarankiams, ir dešiniarankiams.

## Laikymas

Laikykite sausoje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

## Naudojimo instrukcijos

1. Išpakuokite HenroGrip® ir tinkamai išmeskite pakuotę.
2. Prieš naudodami nuplaukite HenroGrip®.
3. Dabar galite naudoti HenroGrip®.

## Atsargumo priemonės

Išpakavę rankeną, prieš naudodami visada nuplaukite HenroGrip®.

Rankeną galima naudoti visiems maisto produktams.

Nekaitinkite rankenėlės virš žvakės liepsnos ar ugnies.

## Kasdienis naudojimas

HenroGrip® galima plauti indaplovėje iki 65° C laipsnių temperatūroje.

## Įspėjimai



**ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD PLAUNANT HENROGRIP PRAMONINĖJE INDAPLOVĖJE, KURI PLAUNA 90° C TEMPERATŪROJE, GALI BŪTI PAŽEISTAS RANKENOS PAVIRŠIUS.**

## Aplinkai nekenksmingas šalinimas

Išmeskite rankenėlę aplinkai nekenksmingu būdu.



HenroGrip® pagaminta iš medžiagos, kuri turėtų būti perdirbama. Todėl prašome išmesti seną HenroGrip® į tinkamą surinkimo sistemą.



**JEI ABEJOJATE, KADA UTILIZUOTI HENROGRIP®, GALITE PARAŠYTI EL. LAIŠKĄ ADRESU [HENROTEK@HENROTEK.COM](mailto:HENROTEK@HENROTEK.COM)**

<b>Techninių duomenų lapas HenroGrip®</b>	
<b>Medžiaga</b>	PP (polipropilenas su 30 % mineralų) TPE (termoplastinis elastomeras)
<b>Bisfenolis</b>	HenroGrip® nėra bisfenolio
<b>Pažymėta</b>	<b>CE</b>
<b>Svoris</b>	40,5 g (šakutė) 41 g (peilis) 42,5 g (šaukštas)
<b>Ilgis</b>	16,5 cm
<b>Spalva</b>	Pilka, raudona
<b>Indaplovė</b>	65° C laipsnių
<b>Bazinis UDI-DI Nr.</b>	57048313BY
<b>UDI-DI HenroGrip® peilis, raudonas</b>	05704831128319
<b>UDI-DI HenroGrip® peilis, pilkas</b>	05704831128326
<b>UDI-DI HenroGrip® šakutė, kairiarankiams, pilka</b>	05704831128340
<b>UDI-DI HenroGrip® šaukštas, dešiniarankiams, pilkas</b>	05704831128364
<b>UDI-DI HenroGrip® šaukštas, kairiarankiams, pilkas</b>	05704831128388
<b>UDI-DI HenroGrip® šakutė, dešiniarankiams, pilka</b>	05704831128401
<b>UDI-DI HenroGrip® šakutė, kairiarankiams, pilka</b>	05704831128432

<b>UDI-DI HenroGrip® šaukštas, dešiniarankiams, raudonas</b>	05704831128449
<b>UDI-DI HenroGrip® šaukštas, kariarankiams, raudonas</b>	05704831128456
<b>Standartai ir reglamentai</b>	<p>Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 iš 27. 2004 m. spalio mėn.</p> <p>2006 m. gruodžio 22 d. Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006</p> <p>2020 m. gegužės 25 d. Danijos vykdomasis įsakymas BEK Nr. 681</p> <p>2011 m. sausio 14 d. Reglamentas (EB) Nr. 10/2011</p> <p>2017 m. balandžio mėn. Reglamentas (ES) Nr. 2017/745</p>