

HENROTEK®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

HENROGRIP®

grudzień 2023 r.

Spis treści

Ważne informacje.....	3
Przeznaczenie.....	3
Przechowywanie.....	3
Instrukcja użytkowania.....	4
Środki ostrożności	4
Codzienne użytkowanie.....	5
Ostrzeżenia.....	5
Utylizacja przyjazna dla środowiska	5
Dane techniczne sztuców HenroGrip®	6

Ważne informacje

Przed użyciem sztućców HenroGrip® należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Sztuńce HenroGrip® zostały zaprojektowane i są przeznaczone wyłącznie do żywności.

Sztuńce HenroGrip® zostały zaprojektowane przez duńskich terapeutów zajęciowych w celu zapewnienia wysokiej jakości sztućców dla osób, które doświadczają utraty siły i zdolności motorycznych podczas jedzenia.

Sztuńce HenroGrip® zostały zaprojektowane z zakrzywionym uchwytem i są wykonane z materiału zapewniającego pewny chwyt. Sztuńce zostały zaprojektowane zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i z dala od światła słonecznego.

Instrukcja użytkowania

1. Rozpakuj sztuczce HenroGrip® i odpowiednio zutylizuj opakowanie.
2. Przed użyciem umyj sztuczce HenroGrip®.
3. Sztuczce HenroGrip® są teraz gotowe do użycia.

Środki ostrożności

Po rozpakowaniu za każdym razem umyj sztuczce HenroGrip® przed użyciem.

Sztuczce można używać do wszystkich rodzajów żywności.

Nie podgrzewaj sztuczków nad płomieniem świecy lub ogniem.

Codzienne użytkowanie

Sztuczce HenroGrip® można myć w zmywarkach w temp. do 65°C.

Ostrzeżenia



NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE MYCIE SZTUCCÓW HENROGRIP® W ZMYWARCE PRZEMYSŁOWEJ W TEMP. 90°C MOŻE SPOWODOWAĆ ICH USZKODZENIE.

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Prosimy o utylizację sztuczców w sposób neutralny dla środowiska.



Sztuczce HenroGrip® są wykonane z materiałów, które należy poddać recyklingowi. W związku z tym prosimy o utylizację zużytych sztuczców HenroGrip® w odpowiednich systemach zbiórki odpadów.



W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO TERMINU UTYLIZACJI SZTUCCÓW HENROGRIP®, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY NA ADRES: HENROTEK@HENROTEK.COM

Dane techniczne sztućców HenroGrip®

Materiał	PP (polipropylen z 30% zawartością minerałów) TPE (elastomer termoplastyczny)
Bisfenol A	Sztućce HenroGrip® nie zawierają bisfenolu A
Oznakowanie	CE
Waga	40,5 g (widelec) 41 g (nóż) 42,5 g (łyżka)
Długość	16,5 cm
Kolor	szary, czerwony
Zmywarka	w temp. do 65°C
Kod Basic UDI-DI	57048313BY
Kod UDI-DI noża HenroGrip®, czerwonego	05704831128319
Kod UDI-DI noża HenroGrip®, szarego	05704831128326
Kod UDI-DI widelca HenroGrip®, dla osób leworęcznych, szarego	05704831128340
Kod UDI-DI łyżki HenroGrip®, dla osób praworęcznych, szarej	05704831128364
Kod UDI-DI łyżki HenroGrip®, dla osób leworęcznych, szarej	05704831128388
Kod UDI-DI widelca HenroGrip®, dla osób praworęcznych, szarego	05704831128401
Kod UDI-DI widelca HenroGrip®, dla osób leworęcznych, szarego	05704831128432

Kod UDI-DI łyżki HenroGrip®, dla osób praworęcznych, czerwonej	05704831128449
Kod UDI-DI łyżki HenroGrip®, dla osób leworęcznych, czerwonej	05704831128456
Normy i przepisy	<p>Rozporządzenie (WE) 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r.</p> <p>Rozporządzenie (WE) 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.</p> <p>Duńskie rozporządzenie wykonawcze, BEK nr 681 z 25.05.2020 r.</p> <p>Rozporządzenie (WE) 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.</p> <p>Rozporządzenie (UE) 2017/745 z dnia kwietnia 2017 r.</p>