

# **HENROTEK®**



## **MANUAL DO UTILIZADOR**

**HENROGRIP®**

**Dezembro de 2023**

## Índice

<b>Informação importante .....</b>	<b>3</b>
<b>Utilização prevista .....</b>	<b>3</b>
<b>Armazenamento .....</b>	<b>3</b>
<b>Instruções de utilização .....</b>	<b>4</b>
<b>Precauções .....</b>	<b>4</b>
<b>Manuseio diário .....</b>	<b>4</b>
<b>Avisos.....</b>	<b>5</b>
<b>Eliminação ecológica .....</b>	<b>5</b>
<b>Ficha técnica HenroGrip®.....</b>	<b>6</b>

## **Informação importante**

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar os talheres HenroGrip®.

## **Utilização prevista**

Os talheres HenroGrip® destinam-se apenas a ser utilizados com alimentos.

Os talheres HenroGrip® foram desenvolvidos por terapeutas ocupacionais dinamarqueses como talheres de alta qualidade a utilizar por pessoas que sofreram perda de força e capacidades motoras em situações de alimentação.

Os talheres HenroGrip® têm uma forma curva e um material que proporciona uma aderência firme. Os talheres são indicados tanto para destros como para esquerdinos.

## **Armazenamento**

Conservar em local seco, à temperatura ambiente e afastado da luz solar.

## Instruções de utilização

1. Retire os talheres HenroGrip® da embalagem e descarte-a de forma correta.
2. Lave os talheres HenroGrip® antes de os utilizar.
3. Os talheres HenroGrip® estão agora prontos a utilizar.

## Precauções

Depois de os remover da embalagem, lave sempre os talheres HenroGrip® antes de os utilizar.

Os talheres podem ser utilizados com todo o tipo de alimentos.

Não aqueça o cabo à luz da vela ou ao lume.

## Manuseio diário

Os talheres HenroGrip® podem ir à máquina de lavar louça a uma temperatura até 65 °C.

## Avisos



**TENHA EM ATENÇÃO QUE, SE LAVAR OS TALHERES HENROGRIP NUMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL A 90 °C, ELES PODEM FICAR COM O CABO DANIFICADO.**

## Eliminação ecológica

Descarte os talheres de uma forma neutra e respeitadora do ambiente.



Os talheres HenroGrip® são feitos de material reciclável. Por isso, elimine os talheres HenroGrip® inutilizados através de um sistema de recolha próprio.



**SE TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE QUANDO DEVE DEITAR FORA OS TALHERES HENROGRIP®, ENVIE UM E-MAIL PARA [HENROTEK@HENROTEK.COM](mailto:HENROTEK@HENROTEK.COM)**

**Ficha técnica HenroGrip®**

<b>Material</b>	PP (polipropileno com 30% de minerais) TPE (elastómero termoplástico)
<b>Bisfenol A</b>	Os talheres HenroGrip® não contêm bisfenol A
<b>Marcação</b>	<b>CE</b>
<b>Peso</b>	40,5 g (garfo) 41 g (faca) 42,5 g (colher)
<b>Comprimento</b>	16,5 cm
<b>Cor</b>	Cinzento, Vermelho
<b>Máquina de lavar louça</b>	65 °C
<b>N.º Basic UDI-DI</b>	57048313BY
<b>UDI-DI HenroGrip®, Faca, Vermelha</b>	05704831128319
<b>UDI-DI HenroGrip® Faca, Cinzenta</b>	05704831128326
<b>UDI-DI HenroGrip® Faca, Mão esquerda, Cinzenta</b>	05704831128340
<b>UDI-DI HenroGrip® Colher, Mão direita, Cinzenta</b>	05704831128364
<b>UDI-DI HenroGrip® Colher, Mão esquerda, Cinzenta</b>	05704831128388
<b>UDI-DI HenroGrip® Faca, Mão direita, Cinzenta</b>	05704831128401
<b>UDI-DI HenroGrip® Faca, Mão esquerda, Cinzenta</b>	05704831128432

<b>UDI-DI HenroGrip® Colher, Mão direita, Vermelha</b>	05704831128449
<b>UDI-DI HenroGrip® Colher, Mão esquerda, Vermelha</b>	05704831128456
<b>Normas e regulamentações</b>	<p>Regulamento (EC) 1935/2004 de 27 de outubro de 2004</p> <p>Regulamento (CE) 2023/2006 de 22 de dezembro de 2006</p> <p>Decreto dinamarquês, BEK n.º 681 de 25/05/2020</p> <p>Regulamento (CE) 10/2011 de 14 de janeiro de 2011</p> <p>Regulamento (UE) 2017/745 de abril de 2017</p>