

HENROTEK®



MANUALUL UTILIZATORULUI

HENROGRIP®

Decembrie 2023

Cuprins

Informații importante	3
Utilizarea preconizată	3
Depozitare	3
Instrucțiuni de utilizare	3
Precauții	3
Folosirea zilnică	3
Avertismente	4
Eliminare ecologică	4
Date tehnice HenroGrip®	5

Informații importante

Înainte de a utiliza HenroGrip®, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Utilizarea preconizată

HenroGrip® este conceput și destinat exclusiv pentru alimente.

HenroGrip® a fost dezvoltat de terapeuți ocupaționali danezi și este un set de tacâmuri de înaltă calitate pentru persoanele care se confruntă cu pierderea puterii și a abilităților motorii în timpul alimentației.

HenroGrip® este conceput cu un mâner curbat și un material care asigură o prindere fermă. Aceste tacâmuri au fost concepute atât pentru persoanele stângace, cât și pentru cele dreapta.

Depozitare

A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei și ferită de lumina soarelui.

Instrucțiuni de utilizare

1. Despachetați HenroGrip® și aruncați ambalajul în mod corespunzător.
2. Înainte de utilizare, spălați HenroGrip®.
3. Tacâmurile HenroGrip® sunt acum gata de utilizare.

Precauții

După despachetarea tacâmurilor, spălați HenroGrip® înainte de utilizare.

Tacâmurile poate fi folosite pentru toate alimentele.

Nu încălziți tacâmurile deasupra unei surse de căldură sau a focului.

Folosirea zilnică

HenroGrip® pot fi spălate în mașina de spălat vase la o temperatură de până la 65° C.

Avertismente



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SPĂLAREA HENROGRIP ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE INDUSTRIALĂ LA 90° C POATE DETERIORA MÂNERUL.

Eliminare ecologică

Vă rugăm să aruncați mânerul într-un mod ecologic.



HenroGrip® sunt fabricate din materiale care trebuie să fie reciclate. Prin urmare, vă rugăm să eliminați tacâmurile HenroGrip® vechi prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate.



ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI ÎNDOIELI CU PRIVIRE LA MOMENTUL ÎN CARE TREBUIE SĂ ELIMINAȚI HENROGRIP®, PUTEȚI TRIMITE UN E-MAIL LA HENROTEK@HENROTEK.COM

Date tehnice HenroGrip®	
Material	PP (polipropilenă cu 30 % minerale) TPE (Elastomer termoplastic)
BPA	HenroGrip® nu conține BPA
Marcată	CE
Greutate	40,5 G (furculiță) 41 G (cuțit) 42,5 G (lingură)
Lungime	16,5 cm
Culoare	Gri, Roșu
Mașină de spălat vase	65° C
Nr. identificator UDI-DI	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® Cuțit, Roșu	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® Cuțit, Gri	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® Furculiță, Stângaci, Gri	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® Lingură, Dreptaci, Gri	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® Lingură, Stângaci, Gri	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® Furculiță, Dreptaci, Gri	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® Furculiță, Stângaci, Gri	05704831128432
UDI-DI HenroGrip® Lingură, Dreptaci, Roșu	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® Lingură, Stângaci, Roșu	05704831128456

Standarde și reglementări	<p>Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 din 27 Octombrie 2004</p> <p>Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22 decembrie 2006</p> <p>Ordinul executiv danez, BEK nr. 681 din 25/05/2020</p> <p>Regulamentul (CE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011</p> <p>Regulamentul (UE) 2017/745 din aprilie 2017</p>
----------------------------------	--