

HENROTEK®



MANUAL I PËRDORUESIT

HENROGRIP®

Dhjetor 2023

Tabela e Përmbajtjes

Informacion i rëndësishëm.....	3
Përdorimi i synuar	3
Ruajtja.....	3
Udhëzim për përdorim	3
Masa paraprake.....	3
Funksionimi i përditshëm.....	3
Paralajmërimë	4
Depozitim miqësor ndaj mjedisit.....	4
Të dhënat teknikeheet HenroGrip®	5

Informacion i rëndësishëm

Para se të përdorni HenroGrip® lexoni me vëmendje këto udhëzime.

Përdorimi i synuar

HenroGrip® është dizajnuar dhe synuar vetëm për ushqim.

HenroGrip® është zhvilluar nga terapistë profesionistë danezë për të siguruar një takëm me cilësi të lartë për njerëzit që përjetojnë humbje të forcës dhe aftësive motorike në situata të ngrënies.

HenroGrip® është dizajnuar me një dorezë të lakuar dhe një material që jep një shtrëngim të fortë. Takëmet janë projektuar si për të majtët ashtu edhe për të djathtët.

Ruajtja

Ruajeni në të thatë, në temperaturë dhome dhe jashtë rrezeve të diellit.

Udhëzim për përdorim

1. Shpaketoni HenroGrip® dhe hidheni paketimin siç duhet.
2. Para përdorimit lajeni HenroGrip®.
3. HenroGrip® tani janë gati për përdorim.

Masa paraprake

Pas shpaketimit të dorezës, lajeni gjithmonë HenroGrip® përpara përdorimit.

Doreza mund të përdoret për të gjitha ushqimet.

Mos e ngrohni dorezën mbi një dritë qiri ose zjarri.

Funksionimi i përditshëm

HenroGrip® mund të lahet në Enëlarëse deri në 65°C.

Paralajmërimë



JU LUTEMI VINI RE SE LARJA E HENROGRIP NË ENËLARËSE INDUSTRIALE QË LAHET NË 90°C, MUND TË DËMTOJË DOREZËN NË MAJË.

Depozitim miqësor ndaj mjedisit

Ju lutemi hidhni dorezën në një mënyrë neutrale miqësore me mjedisin



HenroGrip® janë bërë nga materiali që duhet të riciklohet. Prandaj, hidhni HenroGrip® e vjetër nëpërmjet sistemeve të përshtatshme të grumbullimit.



NËSE KENI NDONJË DYSHIM SE KUR DUHET TA HIDHNI HENROGRIP®, MUND TË DËRGO NI NJË EMAIL TEK HENROTEK@HENROTEK.COM

Të dhënat teknikeheet HenroGrip®	
Materiali	PP (Polipropileni me 30% minerale) TPE (Elastomer termoplastik)
Bisfenol	HenroGrip® është pa Bisfenol
Shënjuar	CE
Pesha	40,5 G (pirun) 41 G (thika) 42,5 g (Luga)
Gjatësia	16,5 cm
Ngjyra	Gri, e kuqe
Enëlarëse	65°C gradë
Bazë UDI-DI Nr.	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® Thikë, e kuqe	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® Thika, Gri	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® Pirun, dora e majtë, gri	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® Lugë, dora e djathtë, gri	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® Lugë, dora e majtë, gri	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® Pirun, dora e djathtë, gri	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® Pirun, dora e majtë, gri	05704831128432
UDI-DI HenroGrip® Lugë, dora e djathtë, e kuqe	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® Lugë, dora e majtë, e kuqe	05704831128456

Standardet dhe Rregulloret	<p>Rregullorja (KE) 1935/2004 e 27. Tetor 2004</p> <p>Rregullorja (KE) 2023/2006 e 22 Dhjetor 2006</p> <p>Urdhër ekzekutiv danez, BEK nr 681, datë 25/05/2020</p> <p>Rregullorja (KE) 10/2011 e datës 14 Janar 2011</p> <p>Rregullorja (BE) 2017/745 e Prillit 2017</p>
-----------------------------------	---