

HENROTEK®



KULLANICI KILAVUZU

HENROGRIP®

Aralık 2023

İçindekiler

Önemli Bilgiler	3
Kullanım amacı	3
Saklama	3
Kullanım talimatları	3
Uyarılar	3
Günlük kullanım	3
Uyarılar	4
Çevreye duyarlı malzeme	4
HenroGrip® Teknik veri sayfası	5

Önemli Bilgiler

HenroGrip® kullanımından önce, bu talimatları dikkatlice okuyun.

Kullanım amacı

HenroGrip® sadece gıda ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır.

HenroGrip®, güç kaybı yaşayan ve yemek sırasında motor becerilerini yeterli kullanamayan kişilere özel olarak, yüksek kalitede bir çatal-bıçak kullanma deneyimi için Danimarkalı ergoterapistler tarafından geliştirilmiştir.

HenroGrip®, kavisli bir sap ile tasarlanmıştır ve sağlam bir kavrama sağlayan malzemeden üretilmiştir. Çatal bıçaklar, hem sol hem de sağ elini kullananlar için tasarlanmıştır.

Saklama

Gün ışığına maruz bırakmadan, kuru ortamda ve oda sıcaklığında saklayınız.

Kullanım talimatları

1. HenroGrip® ürününü kutusundan çıkarın, ambalajları uygun şekilde imha edin.
2. Kullanmadan önce HenroGrip® ürününü yıkayın.
3. HenroGrip® artık kullanıma hazır.

Uyarılar

HenroGrip®, kutusundan çıktıktan sonra her kullanım öncesi yıkanmalıdır.

Tüm gıdalarla birlikte kullanılabilir.

HenroGrip®, mum ışığında ya da ateşte ısıtılmamalıdır.

Günlük kullanım

HenroGrip® 65° C sıcaklığa kadar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Uyarılar



HENROGRIP ÜRÜNÜNÜN 90°C SICAKLIKTA SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANMASININ, TUTMA YERLERİNE ZARAR VEREBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYINIZ.

Çevreye duyarlı malzeme

HenroGrip'i, çevre dostu ve geri dönüşüme uygun şekilde imha edin.



HenroGrip®, geri dönüşüme uygun malzemeden üretilmiştir. Bu nedenle eskiyen HenroGrip® ürününüzü, lütfen uygun geri dönüşüm kutularına atın.



HENROGRIP® ÜRÜNÜNÜ NE KADAR SÜRE KULLANABİLECEĞİNİZ KONUSUNDA EMİN DEĞİLSENİZ, HENROTEK@HENROTEK.COM ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

HenroGrip® Teknik veri sayfası	
Malzeme	PP (%30 Mineralli Polipropilen) TPE (Termoplastik Elastomer)
BPA	HenroGrip® BPA İçermez
Kalite Belgesi	CE
Ağırlık	40,5 gr (çatal) 41 gr (bıçak) 42,5 gr (Kaşık)
Boy	16,5 cm
Renk	Gri, Kırmızı
Bulaşık Makinesi	65° C
TEMEL UDI-DI No:	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® Bıçak, Kırmızı	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® Bıçak, Gri	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® Çatal, Sol El için, Gri	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® Kaşık, Sağ El için, Gri	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® Kaşık, Sol El için, Gri	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® Çatal, Sağ El için, Gri	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® Çatal, Sol El için, Gri	05704831128432
UDI-DI HenroGrip® Kaşık, Sağ El için, Kırmızı	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® Kaşık, Sol El için, Kırmızı	05704831128456

Standartlar ve Regülasyonlar	
	Regülasyon (EC) 1935/2004. 27 Ekim 2004
	22 Aralık 2006 tarihli (EC) 2023/2006 Regülasyonu
	25/05/2020 tarihli 681 sayılı BEK Danimarka Kararnamesi
	14 Ocak 2011 tarihli (EC) 10/2011 Regülasyonu
	Nisan 2017 tarihli (EC) 2017/745 Regülasyonu